

# Set Placa de húmero proximal Eight 4.0/3.5 eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0/3.5 mm; titanio; N.º set 19.3683.00



Ilustración 5.790.83



Ilustración 5.790.86




Ilustración 19.3683.00 Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
<b>Implantes – placas</b>		
Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; eav; titanio		
5.790.83	8/3 agujeros; longitud 77 mm	1
5.790.84	8/4 agujeros; longitud 93 mm	1
5.790.85	8/5 agujeros; longitud 109 mm	1
5.790.86	8/6 agujeros; longitud 125 mm	1

N.º art.	Descripción	Cant.
<b>Implantes – tornillos</b>		
Tornillo cortical; Ø 3,5 mm; rosca completa; autoroscante; titanio		
3.132.22	longitud 22 mm	5
3.132.24	longitud 24 mm	5
3.132.26	longitud 26 mm	5
3.132.28	longitud 28 mm	5
3.132.30	longitud 30 mm	5
3.132.32	longitud 32 mm	5
3.132.34	longitud 34 mm	5
3.132.36	longitud 36 mm	5
3.132.38	longitud 38 mm	5
3.132.40	longitud 40 mm	5
3.132.42	longitud 42 mm	5

N.º art.	Descripción	Cant.
<b>Implantes – tornillos</b>		
Tornillo cortical con rosca cónica; Ø 3,5 mm; RC; autoroscante; titanio		
3.133.22	longitud 22 mm	5
3.133.24	longitud 24 mm	5
3.133.26	longitud 26 mm	5
3.133.28	longitud 28 mm	5
3.133.30	longitud 30 mm	5
3.133.32	longitud 32 mm	5
3.133.34	longitud 34 mm	5
3.133.36	longitud 36 mm	5
3.133.38	longitud 38 mm	5
3.133.40	longitud 40 mm	5
3.133.42	longitud 42 mm	5
Tornillo cortical c. rosca cónica; Ø 4.0 mm; autoroscante; titanio		
3.148.34	longitud 34 mm	5
3.148.36	longitud 36 mm	5
3.148.38	longitud 38 mm	5
3.148.40	longitud 40 mm	5
3.148.42	longitud 42 mm	5
3.148.44	longitud 44 mm	5
3.148.46	longitud 46 mm	5
3.148.48	longitud 48 mm	5
3.148.50	longitud 50 mm	5
3.148.52	longitud 52 mm	5
3.148.54	longitud 54 mm	5
3.148.56	longitud 56 mm	5

# Set Placa de húmero proximal Eight 4.0/3.5 eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0/3.5 mm; titanio; N.º set 19.3683.00




Ilustración 19.3683.00  Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
<b>Instrumental</b>		
10.173.01	Manguito-guía de tornillo para bloque de mira	2
10.173.05	Destornillador para tornillos ranurados	1
10.179.10	Bloque de ajuste de ángulo para placas de húmero FP prox.; 8 A en la cabeza; plano	1
2.904.22	Broca espiral para AR; Ø 2,5 x 155 mm; ApL 60 mm; 2 filos	1
2.904.25	Broca espiral para AR; Ø 3,0 x 155 mm; ApL 60 mm; 2 filos	1
2.9405.25	Dest. hexagonal para Ø 2.7 mm a Ø 4.0 mm; Anli 2,5 mm; con.; longitud 215 mm	1
2.953.70	Ap. med. con gan. para tornillos Ø 3,5 mm y Ø 4,0 mm; RM 70 mm	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1
2.977.04	Casq. de taladr. para atornillos de ángulo fijo; longitud 68 mm; PF	1
2.977.09	Cas. talad. con mango para atornillos ángulo fijo variab.; longitud 68 mm; PF	1
2.977.16	Casq. taladr. con atornillos ángulo fijo 4,0; longitud 68 mm	1
2.977.17	Casq. talad. con mango para atornillos ángulo fijo var. 4.0; longitud 68 mm	1

N.º art.	Descripción	Cant.
<b>Alambre</b>		
6.031.18	Alambre de Kirschner con para de trocar y extr. red.; Ø 1,8 x 150 mm; acero	5

<b>Tambor perforado</b>		
19.3661.00	Cesta de malla con pieza ins. para instrumental/implantes juego húmero, eav PF con 3.148.XX	1