

Placa de húmero proximal Five 4.0/3.5 eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0/3.5 mm; titanio



Ilustración 5.797.08

N.º art.	Descripción	EAN
Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; titanio		
5.797.05	Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; 5 agujeros; 74 x 17 mm; eav; titanio	 4 047075 112036
5.797.06	Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; 6 agujeros; 90 x 17 mm; eav; titanio	 4 047075 111480
5.797.07	Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; 7 agujeros; 106 x 17 mm; eav; titanio	 4 047075 111497
5.797.08	Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; 8 agujeros; 122 x 17 mm; eav; titanio	 4 047075 116089
5.797.10	Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; 10 agujeros; 154 x 17 mm; eav; titanio	 4 047075 130504
5.797.12	Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; 12 agujeros; 186 x 17 mm; eav; titanio	 4 047075 118199
5.797.14	Placa húmero proximal con rosca cónica 4.0/3.5; 14 agujeros; 218 x 17 mm; eav; titanio	 4 047075 130511