

Set Instrumental tornillo TIS 7.5

N.º set 19.075.00I




Ilustración 19.075.00I  Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.908.50	broca espiral con conexión; Ø 5 x 300 mm; Apl 55 mm; perforado; Ø 2.9 mm; 4 filos	1
2.9435.75	destornillador hexagonal con mango para Ø 7.5 mm; perforado; I Ø 2.9 mm; AnLi4; longitud 324 mm	1
2.952.200	Varilla medición para tornillos taladrados Ø 7,5 mm; RM 200 mm; longitud 275mm	1
20.502.01	Retén; 30 x 13 mm	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – arandelas		
3.200.04	Arandela; A Ø 16 mm/I Ø 6.7 mm; titanio	5

Alambres		
2.980.28	Alambre guía; Ø 2.8 x 300 mm; Ros.5; acero inox.	5
2.980.28/450	Alambre guía; Ø 2.8 x 450 mm; rosc.5; acero	5

Tambor perforado		
19.075.01	Tambor perforado para Instrumental TIS	1

Puede combinarse con:	19.681.00	Tornillo TIS 7.5 ar HI T SET
	19.681.00/1	Tornillo TIS 7.5 ar HI T adicional TORNILLOS
	19.681.00PS	Tornillo TIS 7.5 ar HI T TORNILLOS estéril MIN
	19.681.00/1PS+	Tornillo TIS 7.5 ar HI T adicional TORNILLOS estéril
	19.681.00PS+	Tornillo TIS 7.5 ar HI T TORNILLOS estéril



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

tel +49 36738 498-560
fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

DaTi | Edición 02 | 2021-05
Todos los productos son compatible con CE.