


## Todas las ventajas de un vistazo

- Uñas cortas y largas; varios diámetros (10 mm - 13 mm)
- Diferentes ángulos CCD (125° y 130°)
- Instrumental codificado con colores para un manejo más sencillo
- Diseño especial de tornillo portante con trayecto de compresión controlado de 15 mm, con un mayor grado de estabilidad primaria
- Arco guía de plástico radiotransparente ligero reforzado con fibras de carbono en técnica modular



## Contacte con nosotros

Si hemos conseguido despertar su interés por la KFN Clavo de Fémur Königsee, póngase en contacto con nosotros o con su actual representante de ventas.



### Königsee Implantate GmbH

OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Alemania

export@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-560

TODOS LOS PRODUCTOS  
TAMBIÉN DISPONIBLES BAJO EL  
MDR EN NO ESTÉRIL Y ESTÉRIL.



[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

Copyright © Königsee Implantate GmbH  
SiZi | Edition 03 | 2024-06



## KFN CLAVO DE FÉMUR KÖNIGSEE


### Proximal femoral nail



 **Königsee**  
Implantate

## Grupo objetivo

- El tratamiento con el KFN se efectúa en pacientes adultos. No debe utilizarse en niños o jóvenes que aún estén en fase de crecimiento.



## Propiedades

### Características de los clavos cortos:

- Longitud: 210 mm

- Canulado

- Aleación de titanio
- superficie anodizada

Codificación de color del diámetro del clavo:

- Ø 10 mm: anodizado lila
- Ø 11 mm: anod. azul verdoso
- Ø 12 mm: anodizado azul
- Ø 13 mm: anodizado marrón

### Variantes del producto:

- N.º art. 7.1KF.XX/210
- Angulo CCD: 130°
- N.º art. 7.3KF.XX/210
- Angulo CCD: 125°

### Características de los clavos largos:

- Ø 10.5 mm


- Canulado

- Aleación de titanio
- Anodizado amarillo dorado

### Variantes del producto:

- N.º art 7.1KF10,5L/XXX (fémur izquierdo)
- N.º art. 7.1KF10,5R/XXX (fémur derecho)
- Longitudes: 340 mm, 420 mm
- Angulo CCD: 130°
- N.º art. 7.3KF10,5L/XXX (fémur izquierdo)
- N.º art. 7.3KF10,5R/XXX (fémur derecho)
- Longitudes: 340 mm, 380 mm
- Angulo CCD: 125°

## Set Clavo de Fémur Königsee



Set implantes; N.º set 19.344.00  Hexàgono interior  
Tambor perforado implantes; N.º art. 19.345.00




N.º art.  
7.1KF.10/210


N.º art.  
7.1KF.11/210

N.º art.  
7.1KF.12/210

Tambor perforado instrumentos 1; N.º art. 19.347.00  
Set 1 instrumentos; N.º set 19.344.00



Tambor perforado instrumentos 2; N.º art. 19.348.00  
Set 2 instrumentos; N.º set 19.344.00



Tambor perforado instrumentos 3; N.º art. 19.349.00  
Set 3 instrumentos; N.º set 19.344.00

