

Set KFN HI T

titanio

envasado no estéril N.º set 19.344.00




N.º art. 7.1KF.10/210
N.º art. estéril S7.1KF.10/210



N.º art. 7.1KF.11/210
N.º art. estéril S7.1KF.11/210



N.º art. 7.1KF.12/210
N.º art. estéril S7.1KF.12/210



Hexàgono interior

Set implantes; N.º set 19.344.00

Tambor perforado implantes; N.º art. 19.345.00
envasado no estéril

Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, no estériles y estériles.
Implantes en el set **no estériles** Set- Nr. 19.344.00

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – clavos KFN			
KFN Clavo de Fémur Königsee 130°; titanio			
7.1KF.10/210	S7.1KF.10/210	Ø 10 x 210 mm; perforado; I-Ø 4.7 mm	1
7.1KF.11/210	S7.1KF.11/210	Ø 11 x 210 mm; perforado; I-Ø 4.7 mm	1
7.1KF.12/210	S7.1KF.12/210	Ø 12 x 210 mm; perforado; I-Ø 4.7 mm	1
Implantes – tornillos			
Tornillo bloqueo para KFN Ø 5.5 mm; autoroscante; aleación de titanio; revestimiento de TiOB®			
3.157.26	S3.157.26	longitud 26 mm	2
3.157.28	S3.157.28	longitud 28 mm	2
3.157.30	S3.157.30	longitud 30 mm	2
3.157.32	S3.157.32	longitud 32 mm	2
3.157.34	S3.157.34	longitud 34 mm	2
3.157.36	S3.157.36	longitud 36 mm	2
3.157.38	S3.157.38	longitud 38 mm	2
3.157.40	S3.157.40	longitud 40 mm	2
3.157.42	S3.157.42	longitud 42 mm	2
3.157.44	S3.157.44	longitud 44 mm	2
Tornillo de cierre para KFN; aleación de titanio			
7.311.12	S7.311.12	sin perno de bloqueo; longitud 28 mm; M 12	2
7.311.30	S7.311.30	con perno de bloqueo; longitud 30 mm; M 12 revestimiento de TiOB®	2
Tornillo de compresión para KFN; aleación de titanio			
7.311.01	S7.311.01	M 4 x 27 mm; L 35 mm; AnLi 3.5	2
Tornillo de compresión para KFN; aleación de titanio			
3.310.52	S3.310.52	Tornillo portante mang. p. KFN; Ø12 x 52 mm	2



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania
tel +49 36738 498-560
fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de

SiZi | Edición 03 | 2024-06
Todos los productos son compatible con CE.

Set KFN HI T

titanio


envasado no estéril N.º set 19.344.00

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos			
Tornillo anti-rotación p. KFN; Ø 6 mm; aleación de titanio; revestimiento de TiOB®			
3.428.75	S3.428.75	longitud 75 mm	1
3.428.80	S3.428.80	longitud 80 mm	1
3.428.85	S3.428.85	longitud 85 mm	1
3.428.90	S3.428.90	longitud 90 mm	1
3.428.95	S3.428.95	longitud 95 mm	1
3.428.100	S3.428.100	longitud 100 mm	1
3.428.105	S3.428.105	longitud 105 mm	1
3.428.110	S3.428.110	longitud 110 mm	1
3.428.115	S3.428.115	longitud 115 mm	1
3.428.120	S3.428.120	longitud 120 mm	1
Tornillo portante p. KFN; Ø 10 mm; aleación de titanio; revestimiento de TiOB®			
Tornillo portante p. KFN; Ø 10 mm; aleación de titanio; revestimiento de TiOB®			
7.313.85	S7.313.85	longitud 85 mm	1
7.313.90	S7.313.90	longitud 90 mm	1
7.313.95	S7.313.95	longitud 95 mm	1
7.313.100	S7.313.100	longitud 100 mm	1
7.313.105	S7.313.105	longitud 105 mm	1
7.313.110	S7.313.110	longitud 110 mm	1
7.313.115	S7.313.115	longitud 115 mm	1
7.313.120	S7.313.120	longitud 120 mm	1
7.313.125	S7.313.125	longitud 125 mm	1
7.313.130	S7.313.130	longitud 130 mm	1
Tambor perforado			
19.345.00	–	Tambor perforado con inserto para implantes KFN	1

Set KFN HI T

titanio

envasado no estéril N.º set 19.344.00



Hexágono interior


Set 1 instrumentos; N.º set 19.344.00
Tambor perforado instrumentos 1; N.º art. 19.347.00
envasado no estéril

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental – Código de color rojo			
10.264.19	–	Taladro intramedular; Ø 17 x 269 mm; perforado; IØ 3.5 mm	1
10.264.20	–	Manguito protect. tejido para taladro intramedular; Ø 20 x 107 mm; IØ 17.2 mm	1
10.264.21	–	Manguito para taladro intramedular; Ø 17 mm/ Ø 2.7 x 121 mm	1
10.264.22	–	Trocar para manguito para taladro intramedular Ø 3.0 x 132 mm	1
Alambres – Código de color rojo			
2.984.30/400	–	Aguja guía; Ø 3.0 x 400 mm; rosca 10; acero	5
Instrumental – Código de color amarillo			
10.264.01	–	Atornillador de inserción	1
10.264.02	–	Varilla de fijación para atornillador de inserción; Ø 4.0 x 336 mm	1
10.264.03	–	Destornillador hexagonal con mango y casquillo sujeción; Anli. 3,5	1
10.264.04	–	Varilla de medición para tornillo portante	1
10.264.05	–	Manguito para tornillo soporte; Ø 16 mm/ Ø 14 x 200 mm	1
10.264.06	–	Manguito para tornillos soporte; Ø 14 mm/ Ø 2.7 x 211 mm	1
10.264.07	–	Trocar para manguito para tornillo portante; Ø 2.5 x 222 mm	1
10.264.08	–	Taladro gradual para tornillo portante; completo	1
10.264.27	–	Empuñadura en T con AR para atorn. inserción KFN; perforado; IØ 4.2 mm	1
Alambres – Código de color amarillo			
2.984.25/400	–	Aguja guía; Ø 2.5 x 400 mm; rosca 10; acero	5
Tambor perforado			
19.347.00	–	Tambor perforado con inserto para instrumentos 1 KFN	1

Set KFN HI T

titanio

envasado no estéril N.º set 19.344.00



 Hexágono interior


Set 2 instrumentos; N.º set 19.344.00
Tambor perforado instrumentos 2; N.º art. 19.348.00
envasado no estéril

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental – Código de color verde			
10.264.12	–	Manguito para tornillo anti-rotación; Ø 8.8 mm/ Ø 6.7 x 198 mm	1
10.264.14	–	Manguito para tornillo anti-rotación; Ø 6.5 mm/ Ø 2.2 x 205 mm	1
10.264.15	–	Trocar para manguito para tornillo anti-rotación; Ø 2.0 x 215 mm	1
10.264.16	–	Broca espiral; Ø 6.0 x 400 mm; 4 filos; lesp 55; perforada; IØ 2.2 mm	1
10.2646.17	–	Destornillador hexagonal con mango; perforado; I Ø 2.2 mm, AnLi 3.5	1
10.264.18	–	Manguito extractor; Ø 10 x 200.5 mm	1
Alambres – Código de color verde			
2.984.20/400	–	Aguja guía; Ø 2.0 x 400 mm; rosca 10; acero	5
Instrumental – Código de color plateado			
10.261.011	–	Casquillo de taladro; Ø 8.0 x 150 mm; plata	1
10.261.031	–	Casquillo de taladro; Ø 4.8 x 160 mm; plata	1
10.261.15	–	Broca espiral; Ø 4.8 x 305 mm; lesp 60 mm	1
10.261.16	–	Instrumento de medida con gancho; RM 110 mm	1
2.930.35	–	Destornill. hexag. c. empuñad. en T p. Ø 4.5 mm hasta Ø 7.0 mm; longitud 232 mm	1
10.2636.01	–	Impactor y extractor de agujas para KFN	1
Tambor perforado			
19.348.00	–	Tambor perforado con inserto para instrumentos 2 KFN	1

Set KFN HI T

titanio

envasado no estéril N.º set 19.344.00



 Hexàgono interior


Set 3 instrumentos; N.º set 19.344.00
Tambor perforado instrumentos 3; N.º art. 19.349.00
envasado no estéril

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental – sistema de Arco guía			
10.264.50	–	Arco guía KFN	1
10.264.50/3	–	Tornillo sujeción para arco guía KFN	1
10.264.51	–	Tapa para arco guía; distal	1
10.264.52	–	Tapa para arco guía; 130°	1
10.264.55	–	Tapa para arco guía; 125°	1
Instrumental			
10.262.04	–	Lezna curvada; grande	1
10.263.05	–	Llave abierta; AnLi 17 mm	1
10.264.09	–	Instrumento de mandrilar con empuñadura en T	1
10.264.10	–	Varilla de fijación para mandrilar; Ø 4.0 x 270 mm	1
10.264.11A	–	Adaptador de fijación para arco guía 10.264.50	1
10.264.23	–	Protección cutánea	1
10.264.24	–	Martillo de plástico	1
10.264.29	–	Destornillador hexagonal con empuñadura en T; AnLi 8 mm	1
10.264.30/3	–	Tornillo sujeción para arco guía KFN	1
Tambor perforado			
19.349.00	–	Tambor perforado con inserto para instrumentos 3 KFN	1

Set KFN HI T

titânio


envasado no estéril N.º set 19.344.00



 Hexàgono interior

Set implantes; N.º set 19.344.00

Tambor perforado implantes; N.º art. 19.345.00
envasado no estéril



 Hexàgono interior

Set 1 instrumentos; N.º set 19.344.00

Tambor perforado instrumentos 1; N.º art. 19.347.00
envasado no estéril

Información

TiOB® es un recubrimiento superficial que tiene propiedades optimizadas.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania


tel +49 36738 498-560

fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de


Para más información:
www.koenigsee-implantate.de

Set KFN HI T
titanio
envasado no estéril N.º set 19.344.00



Hexàgono interior

Set 2 instrumentos; N.º set 19.344.00
Tambor perforado instrumentos 2; N.º art. 19.348.00
envasado no estéril



Hexàgono interior

Set 3 instrumentos; N.º set 19.344.00
Tambor perforado instrumentos 3; N.º art. 19.349.00
envasado no estéril

Para obtener asesoramiento sobre el sistema, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio o con su representante de ventas.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania
tel +49 36738 498-560
fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de