

Set FM Placa ea HI T SET / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular; para tornillos Ø 2.0 mm; titanio

envasado no estéril N.º set 19.508.00 / envasado estéril N.º set 19.508.00PS+



N.º art. 5.9012.05
N.º art. S5.9012.05



N.º art. 5.9012.13
N.º art. S5.9012.13



N.º art. 5.9052.10
N.º art. S5.9052.10



N.º art. 5.9052.04S
N.º art. S5.9052.04S




N.º art. 5.9312.24
N.º art. S5.9312.24



N.º art. 5.9332.34
N.º art. S5.9332.34



N.º art. 5.9322.34
N.º art. S5.9322.34



Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, envasados no estériles y estériles.

Implantes en el set **no envasados estériles** N.º set 19.508.00

Implantes en el set **envasados estériles** N.º set 19.508.00PS+

Hexágono interior
N.º set 19.508.00
envasado no estéril

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – placas			
Placa recta Mini 2.0 as			
5.9012.05	S5.9012.05	Placa mini recta c. ros. cón. Ø 2.0 mm; 5 orificios; 29 mm x 5.0 mm; titanio	1
5.9012.13	S5.9012.13	Placa mini recta c. ros. cón. Ø 2.0 mm; 13 orificios; 77 mm x 5.0 mm; titanio	1
Placa doble puente 2.0 ea			
5.9052.10	S5.9052.10	Placa nerv. doble con ros. cón. Ø 2.0 mm; 10 orificios; 45 mm x 11 mm; recta.; titanio	1
5.9052.04S	S5.9052.04S	Placa nerv. doble con ros. cón. Ø 2.0 mm; 4 orificios; 15 mm x 11 mm; oblic.; titanio	1
Placa T Mini 2.0 ea estrecha			
5.9312.24	S5.9312.24	Placa T mini c.ros.cón. Ø 2.0 mm/2.0 mm; 2/4 orificios; 30 mm x 5.0 mm; titanio	1
Placa T Mini 2.0 ea ancho			
5.9332.34	S5.9332.34	Placa T mini c. ros. cón. Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/4 orificios; 30 mm x 5.0 mm; recta; titanio	1
Placa Y Mini 2.0 ea			
5.9322.34	S5.9322.34	Placa T mini c. ros. cón. Ø 2.0 mm/2.0 mm; 3/4 orificios; 33 mm x 5.0 mm; forma Y; titanio	1
Implantes – tornillos			
Tornillo cortical 2.0 ea ar			
3.114.08	S3.114.08	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 8 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.09	S3.114.09	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 9 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 1.5 mm; titanio	5



Set FM Placa ea HI T SET / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular; para tornillos Ø 2.0 mm; titanio

envasado no estéril N.º set 19.508.00 / envasado estéril N.º set 19.508.00PS+

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos			
3.114.10	S3.114.10	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 10 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.11	S3.114.11	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 11 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.12	S3.114.12	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 12 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.13	S3.114.13	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 13 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.14	S3.114.14	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 14 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.15	S3.114.15	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 15 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.16	S3.114.16	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 16 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.18	S3.114.18	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 18 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5
3.114.20	S3.114.20	Tornillo cortical; Ø 2.0 mm x 20 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 1.5 mm; titanio	5

Instrumental			
2.904.20	S2.904.20	Broca helicoidal ACRA 1.5 mm; espiral 30 mm; labio 2; longitud 105 mm	1
2.977.06	—	Casq. taladr. con tope prof. para atorn. áng. fijo 2.0 mm; longitud 45 mm	2
2.9401.15A	—	Dest. hexagonal con mango para Ø 1.5 mm y Ø 2.0 mm; AnLi 1.5 mm; desmon.	1
2.953.51	—	Ap. medic. con gancho para tornillos Ø 2.0 mm; rango de medición 44 mm	1
2.954.01	—	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1
2.948.15A	S2.948.15A	Instrumento de mandrilar p. AR; Anli 1.5 mm	1
10.428.01	—	Pinzas de curvar para miniplacas 1.5 mm – 2.0 mm	1

Alambres			
6.031.08	S6.031.08	Alambre de Kirschner con p. de trocar y extr. red.; Ø 0.8 mm x 150 mm; acero	5

Tambor perforado			
19.507.00	—	Tambor perforado con ins. para instr. e impl. áng. fijo MF	1

Optional			
10.305.05	—	Empuñadura en T con AR; longitud 93.5 mm	—
2.9355.35/20	—	Mango de silicona con carraca y acoplamiento AO; longitud 165 mm; Ø 20 mm	—
2.9345.15	—	Mango atornillador dinamométrico; 0.7 Nm	—



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de


Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

KrMo | Edición 03 | 2026-03
Todos los productos son compatible con CE.

Set FM Placa ea HI T SET / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular; para tornillos Ø 2.0 mm; titanio

envasado no estéril N.º set 19.508.00 / envasado estéril N.º set 19.508.00PS+



Hexàgono interior
N.º set 19.508.00
envasado no estéril