

Placa Reco 4.5 acetabulum DC

estándar; para tornillos Ø 4.5 mm; acero



Ilustración 4.338.06

N.º art.	Descripción	EAN
Placa Reco 4.5 acetabulum DC – grosor de la placa 3.2 mm		
4.338.03	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 3 orificios; 46 x 11.5 mm; acero	4 047075 104635
4.338.04	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 4 orificios; 62 x 11.5 mm; acero	4 047075 104642
4.338.05	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 5 orificios; 78 x 11.5 mm; acero	4 047075 104666
4.338.06	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 6 orificios; 94 x 11.5 mm; acero	4 047075 104673
4.338.07	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 7 orificios; 110 x 11.5 mm; acero	4 047075 104871
4.338.08	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 8 orificios; 126 x 11.5 mm; acero	4 047075 104888
4.338.09	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 9 orificios; 142 x 11.5 mm; acero	4 047075 104789
4.338.10	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 10 orificios; 158 x 11.5 mm; acero	4 047075 104901
4.338.11	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 11 orificios; 174 x 11.5 mm; acero	4 047075 104796
4.338.12	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 12 orificios; 190 x 11.5 mm; acero	4 047075 104802
4.338.13	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 13 orificios; 206 x 11.5 mm; acero	4 047075 104819
4.338.14	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 14 orificios; 222 x 11.5 mm; acero	4 047075 104703
4.338.15	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 15 orificios; 238 x 11.5 mm; acero	4 047075 104994
4.338.16	Placa de reconstrucción para acetábulo con DC-A 4.5; 16 orificios; 254 x 11.5 mm; acero	4 047075 104918