

Placa de fíbula distal 3.5 eav
con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 3.5 mm; titanio
envasado no estéril / envasado estéril



N.º art. 5.07803.07
N.º art. S5.07803.07

N.º art. 5.07803.09
N.º art. S5.07803.09

| N.º art. | EAN | Descripción | N.º art. estéril | EAN estéril |
|---------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Placa de fíbula distal 3.5 eav | | | | |
| 5.07803.07 | | Placa de fíbula con rosca cónica 3.5; 7A; 96 x 10 mm; eav; T | S5.07803.07 | |
| 5.07803.09 | | Placa de fíbula con rosca cónica 3.5; 9A; 122 x 10 mm; eav; T | S5.07803.09 | |
| 5.07803.11 | | Placa de fíbula con rosca cónica 3.5; 11A; 148 x 10 mm; eav; T | S5.07803.11 | |