

Set Placa de radio distal 2.4 eav

estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.4 mm; titanio; Set N° 19.117.00




Ilustración 5.08173.06



Ilustración 5.08193.06



Ilustración 5.08273.06



Ilustración 5.08293.06




Ilustración 19.117.00 Hexalobular

Ilustración	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
Placa de radio distal 2.4 con estabilidad angular variable; titanio		
5.08173.03	Placa d.radio distal 2.4; 7/3 A; 23x55mm; estrecha; a.f.v.; I	1
5.08173.04	Placa d.radio distal 2.4; 7/4 A; 23x63mm; estrecha; a.f.v.; I	1
5.08273.03	Placa d.radio distal 2.4; 7/3 A; 23x55mm; estrecha; a.f.v.; D	1
5.08273.04	Placa d.radio distal 2.4; 7/4 A; 23x63mm; estrecha; a.f.v.; D	1

5.08193.03	Placa d.radio distal 2.4; 9/3 A; 28x55mm; amplia; a.f.v.; I	1
5.08193.04	Placa d.radio distal 2.4; 9/4 A; 28x63mm; amplia; a.f.v.; I	1
5.08293.03	Placa d.radio distal 2.4; 9/3 A; 28x55mm; amplia; a.f.v.; D	1
5.08293.04	Placa d.radio distal 2.4; 9/4 A; 28x63mm; amplia; a.f.v.; D	1

Instrumental		
2.904.33	Broca espiral p.AR; Ø1,8x105; Apl30; 2 filos	1
2.953.24	Aparato de medición c. gancho p. torn. Ø2,4; RM 60	1
2.9775.24	Punzón de taladro, Ø2.4 doble cono, ea	2
2.93886.08	Destornillador hexalobular formato 8; con mango PPSU, L 180mm	1
2.9419.08	Punta de destorn. p. SK p. hexalobular interior 08 OPCIONAL	0
10.500.24	Casquillo de taladrar con mango para atornillamiento 2.4mm; L 45	1

Alambres		
6.031.15	Alambre Kirschner c.punta d.trocar y extr. redon; Ø1,5x150; A	5

Ilustración	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos		
Tornillo cortical Ø 2.4 mm rosca completa; autorroscante; titanio		
3.0224.12	Longitud 12 mm	5
3.0224.14	Longitud 14 mm	5
3.0224.16	Longitud 16 mm	5
3.0224.18	Longitud 18 mm	5
3.0224.20	Longitud 20 mm	5

Tornillo cortical con estabilidad angular Ø 2.4 mm; rosca completa; autorroscante; titanio		
3.0124.12	Longitud 12 mm	5
3.0124.14	Longitud 14 mm	5
3.0124.16	Longitud 16 mm	5
3.0124.18	Longitud 18 mm	5
3.0124.20	Longitud 20 mm	5
3.0124.22	Longitud 22 mm	5
3.0124.24	Longitud 24 mm	5
3.0124.26	Longitud 26 mm	5
3.0124.28	Longitud 28 mm	5

Pin con estabilidad angular Ø 1.8 mm; titanio		
3.0324.16	Longitud 16 mm	3
3.0324.18	Longitud 18 mm	3
3.0324.20	Longitud 20 mm	3
3.0324.22	Longitud 22 mm	3
3.0324.24	Longitud 24 mm	3
3.0324.26	Longitud 26 mm	3
3.0324.28	Longitud 28 mm	3

Set Placa de radio distal 2.4 eav

estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.4 mm; titanio; Set N° 19.117.00

Tambor perforado

19.118.00	Tambor perf. c. inserto p. instrum./implant. Set de radio 2.4	1
-----------	---	---




Ilustración 19.117.00  Hexalobular