

Set Placa de radio distal 3.5 ea

para tornillos Ø 3.5 mm; titanio; N.º set 19.112.00



Ilustración 5.876.33 Classic




Ilustración 5.886.33 Vario



Ilustración 5.876.43 Quadro



Ilustración 5.882.33 Minor



Set no. 19.112.00 Hexàgono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
Placa de radio distal 3.5 Classic ea, titanio		
5.876.33	3/3 agujeros; 51x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	1
5.876.34	3/4 agujeros; 59x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	1
5.877.33	3/3 agujeros; 51x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	1
5.877.34	3/4 agujeros; 59x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
Placa de radio distal 3.5 Vario ea, titanio		
5.886.33	3/3 agujeros; 51x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.886.34	3/4 agujeros; 59x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.887.33	3/3 agujeros; 51x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.887.34	3/4 agujeros; 59x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0

El equipo estándar del set son cuatro placas **Classic 3.5** diferentes.

Opcionalmente, estos se pueden reemplazar por cuatro placas **Vario 3.5** diferentes, placas **Quadro 3.5** o placas **Minor 3.5**.

Implantes – placas		
Placa de radio distal 3.5 Quadro ea, titanio		
5.876.43	4/3 agujeros; 51x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.876.44	4/4 agujeros; 59x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.877.43	4/3 agujeros; 51x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.877.44	4/4 agujeros; 59x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0

Implantes – placas		
Placa de radio distal 3.5 Minor ea, titanio		
5.882.33	3/3 agujeros; 51x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,5mm eje	0
5.882.34	4/4 agujeros; 59x10mm; D; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.883.33	4/3 agujeros; 51x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0
5.883.34	4/4 agujeros; 59x10mm; I; grosor 3,0mm cabeza/1,7mm eje	0

Set Placa de radio distal 3.5 ea

para tornillos Ø 3.5 mm; titanio; N.º set 19.112.00



Ilustración 3.132.XX



Ilustración 3.133.XX




Ilustración 19.112.00 Hexàgono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos		
Tornillo cortical Ø 3.5 mm; rosca completa; autoroscante; titanio		
3.132.14	longitud 14 mm	5
3.132.16	longitud 16 mm	5
3.132.18	longitud 18 mm	5
3.132.20	longitud 20 mm	5
3.132.22	longitud 22 mm	5
3.132.24	longitud 24 mm	5

Implantes – tornillos		
Tornillo cortical Ø 3.5 mm; con rosca cónica; rosca completa; autoroscante; titanio		
3.133.16	longitud 16 mm	3
3.133.18	longitud 18 mm	3
3.133.20	longitud 20 mm	3
3.133.22	longitud 22 mm	3
3.133.24	longitud 24 mm	3
3.133.26	longitud 26 mm	3
3.133.28	longitud 28 mm	3
3.133.30	longitud 30 mm	3

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
10.500.27A	Casq. de taladrar con mango para PF; long. agarre 55mm	1
2.904.05	Broca espiral para AR; Ø2,5x105mm; ApL 50mm; 2 filos	1
2.9406.25	Dest. hexagonal con mango para Ø2,7 a Ø4,0mm; AnLi 2,5mm; cón.	1
2.953.60	Ap. medic. con gancho para tornillos Ø3,5 - Ø4,0mm; RM 60mm	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1
2.977.01	Casq. de taladr. para atornillos de ángulo fijo; L 45mm; PF	2

Alambres		
6.031.18	Alambre de Kirschner con para de trocar y extr. red.; Ø1,8x150mm; A	5

Tambor perforado		
19.113.00	Tambor perforado con inserto para instrumental/implantes Radio-Set	1

Set Placa de radio distal 3.5 ea

para tornillos Ø 3.5 mm; titanio; N.º set 19.112.00




Ilustración 19.112.00