

Set Placa de radio distal 3.5 eav

para tornillos Ø 3.5 mm; titanio; N.º set 19.1123.00



Ilustración 5.8763.33 Classic



Ilustración 5.8823.33 Minor




Ilustración 19.1123.00  Hexàgono interior

Elige un total de 4 piezas de...

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
Placa de radio distal 3.5 Classic eav, titanio		
5.8763.33	3/3 agujeros; 51x10mm; eav; D; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1
5.8763.34	3/4 agujeros; 59x10mm; eav; D; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1
5.8773.33	3/3 agujeros; 51x10mm; eav; I; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1
5.8773.34	3/4 agujeros; 59x10mm; eav; I; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1

y/o:

Implantes – placas		
Placa de radio distal 3.5 Minor eav, titanio		
5.8823.33	3/3 agujeros; 51x10mm; eav; D; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1
5.8823.34	3/4 agujeros; 59x10mm; eav; D; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1
5.8833.33	3/3 agujeros; 51x10mm; eav; I; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1
5.8833.34	3/4 agujeros; 59 x 10mm; eav; I; titanio; grosor 3,0mm cabeza/2,0mm eje	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos		
Tornillo cortical Ø 3.5 mm; rosca completa; autoroscante; titanio		
3.132.14	longitud 14 mm	5
3.132.16	longitud 16 mm	5
3.132.18	longitud 18 mm	5
3.132.20	longitud 20 mm	5
3.132.22	longitud 22 mm	5
3.132.24	longitud 24 mm	5

Implantes – tornillos		
Tornillo cortical Ø 3.5 mm; con rosca cónica; rosca completa; autoroscante; titanio		
3.133.16	longitud 16 mm	3
3.133.18	longitud 18 mm	3
3.133.20	longitud 20 mm	3
3.133.22	longitud 22 mm	3
3.133.24	longitud 24 mm	3
3.133.26	longitud 26 mm	3
3.133.28	longitud 28 mm	3
3.133.30	longitud 30 mm	3

Set Placa de radio distal 3.5 eav

para tornillos Ø 3.5 mm; titanio; N.º set 19.1123.00



Ilustración 3.132.XX



Ilustración 3.133.XX




Ilustración 19.1123.00 Hexàgono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
10.500.27A	Casq. de taladrar con mango para PF; longitud agarre 55mm	1
2.904.05	Broca espiral para AR; Ø2,5x105mm; ApL 50mm; 2 filos	1
2.9406.25	Dest. hexagonal con mango para Ø2,7 a Ø4,0mm; AnLi 2,5mm; cón.	1
2.953.60	Ap. medic. con gancho para tornillos Ø3,5 - Ø4,0mm; RM 60mm	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1
2.977.01	Casq. de taladr. para atornillos de ángulo fijo; L 45mm; PF	1
2.977.08	Cas. talad. con mango para atornillos angular fijo variable; longitud 45mm; PF	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Alambres		
6.031.18	Alambre de Kirschner con para de trocar y extr. red.; Ø1,8x150mm; A	5

Tambor perforado		
19.113.00	Tambor perforado con inserto para instrumental/implantes Radio-Set	1

Set Placa de radio distal 3.5 eav

para tornillos Ø 3.5 mm; titanio; N.º set 19.1123.00




Ilustración 19.1123.00