

Set Rep-Ret FG

N.º set 19.425.00




Ilustración 19.425.00

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.915.01	Vara roscada Rep-Ret FG; Ø 2.5 x 220	10
2.915.02	Tuerca de mariposa para cadera Rep-Ret FG; M 2.5	4
2.916.04	Vara roscada con cabezal redondo Rep-Ret; Ø 2.0 x 150	2
2.915.05	Manguito de cabeza esférica Rep-Ret FG; IØ 2.7; longitud 70	4
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.915.30	Manguito distanciador Rep-Ret FG; Ø 5.0 x 30; IØ 2.8	4
2.915.40	Manguito distanciador Rep-Ret FG; Ø 5.0 x 40; IØ 2.8	4
2.915.50	Manguito distanciador Rep-Ret FG; Ø 5.0 x 50; IØ 2.8	4
2.915.70	Manguito distanciador Rep-Ret FG; Ø 5.0 x 70; IØ 2.8	4

Tambor perforado		
19.423.00	Tambor perforado con pieza para instrumentos de sistema Rep-Ret FG	1