

Set adicional Tornillo TIS™

con instrumental; TiOB; titanio; N.º set 19.681.00/1




ilustración 19.681.00/1

N.º de artículo	Descripción	Cantidad
Tornillos TIS™; rosca completa		
Ø 7.5 mm, lØ 2.9 mm; auto perforantes; autorroscantes; taladrado; titanio		
3.530.135	Longitud 135 mm	2
3.530.140	Longitud 140 mm	2
3.530.145	Longitud 145 mm	2
3.530.150	Longitud 150 mm	2
3.530.155	Longitud 155 mm	2
3.530.160	Longitud 160 mm	2
3.530.165	Longitud 165 mm	2

N.º de artículo	Descripción	Cantidad
Tornillos TIS™; rosca 32 mm		
Ø 7.5 mm, lØ 2.9 mm; auto perforantes; autorroscantes; cortando hacia atrás; taladrado; titanio		
3.531.135	Longitud 135 mm	2

N.º de artículo	Descripción	Cantidad
Tambor perforado		
19.680.00/1	contenedor perforado autoclavable con inserto para instrumentos e implantes para el kit de ampliación para tornillos TIS	1

N.º de artículo	Descripción	Cantidad
Instrumental adicional		
2.980.28/450	guía metálica; Ø 2.8 mm x 450 mm; rosca 5.0 mm; acero	5

Información:

TIS™ = Tornillo iliosacro y pélvico. Los productos con la indicación "™" son marcas registradas de Königsee Implantate.

TiOB® es un recubrimiento superficial que tiene propiedades optimizadas.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

tel +49 36738 498-560
fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

AnSp | Edición 04 | 2021-04
Todos los productos son compatible con CE.