

Set Tornillo TIS™

con instrumental; TiOB; titanio; N.º set 19.681.00



Ilustración 3.531.90



Ilustración 3.530.90




Ilustración 19.681.00 Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes - tornillos		
Tornillos TIS™; rosca completa; Ø 7.5 mm, interior Ø 2.9 mm; autoperforante; autorroscante; titanio		
3.530.50	Longitud 50 mm	2
3.530.55	Longitud 55 mm	2
3.530.60	Longitud 60 mm	2
3.530.65	Longitud 65 mm	2
3.530.70	Longitud 70 mm	2
3.530.75	Longitud 75 mm	2
3.530.80	Longitud 80 mm	2
3.530.85	Longitud 85 mm	2
3.530.90	Longitud 90 mm	2
3.530.95	Longitud 95 mm	2
3.530.100	Longitud 100 mm	2
3.530.105	Longitud 105 mm	2
3.530.110	Longitud 110 mm	2
3.530.115	Longitud 115 mm	2
3.530.120	Longitud 120 mm	2
3.530.125	Longitud 125 mm	2
3.530.130	Longitud 130 mm	2

Instrumental		
2.908.50	broca espiral c. conexión; Ø5x300;ApL55;perf.;lØ2,9;4 filos	1
2.9435.75	destornillador hexagonal con mango p. Ø7.5;perfor.;lØ2.9;AnLi4;L 324mm	1
2.952.200	Varilla medición p.tornillos taladrados Ø7,5;RM 200;L 275mm	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes - tornillos		
Tornillos TIS™; rosca parcial 32 mm; Ø 7.5 mm, interior Ø 2.9 mm; autoperforante; autorroscante; cortando hasta atrás; titanio		
3.531.50	Longitud 50 mm	2
3.531.55	Longitud 55 mm	2
3.531.60	Longitud 60 mm	2
3.531.65	Longitud 65 mm	2
3.531.70	Longitud 70 mm	2
3.531.75	Longitud 75 mm	2
3.531.80	Longitud 80 mm	2
3.531.85	Longitud 85 mm	2
3.531.90	Longitud 90 mm	2
3.531.95	Longitud 95 mm	2
3.531.100	Longitud 100 mm	2
3.531.105	Longitud 105 mm	2
3.531.110	Longitud 110 mm	2
3.531.115	Longitud 115 mm	2
3.531.120	Longitud 120 mm	2
3.531.125	Longitud 125 mm	2
3.531.130	Longitud 130 mm	2

Implantes – arandela		
3.200.04	Arandela;AØ 16/lØ 6,7;T	5

Alambre		
2.980.28	Alambre guía; ;Ø2,8x300;Ros.5;a-cero inox.	5


Set Tornillo TIS™

con instrumental; TiOB; titanio; N.º set 19.681.00

Tambor perforado

19.680.00	Cont. perf. autocl. c. inserto p. instr. y tornillos TIS Ø7,5	1
-----------	---	---

Ilustración 19.681.00



Información:

TIS™ = Tornillo iliosacro y pélvico. Los productos con la indicación "™" son marcas registradas de Königsee Implantate.

TiOB® es un recubrimiento superficial que tiene propiedades optimizadas.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

tel +49 36738 498-560
fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

AnSp | Edición 04 | 2021-04
Todos los productos son compatible con CE.