

Set Tornillos can. 7.0 ar HI INSTRUMENTAL BASIC

N.º set 19.223.00I





Ilustración 19.223.00I  Hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
10.970.00	Sistema de casquillo taladro perc. para tornillos perforados Ø 7.0 mm	1
2.908.45	Broca helicoidal TRI 4,5; espiral 40 mm; labio 3; longitud 230 mm; can. 2.1; escala	1
2.907.70	Fresa para espacio de cabeza; Ø 8.0 x 160 mm; FL 19.5 mm; perforado; IØ 2.1 mm; para tornillos perforado Ø 6.5 mm / Ø 7.0 mm	1
10.306.06	Empuñadura en T con acoplamiento rápido; longitud 93.5 mm; perforada; IØ 2.5 mm	1
2.942.02	Destornillador hexágono con empuñadura en T para Ø 4.5 mm hasta Ø 7.0 mm; perforado; IØ 2.2 mm	1
2.954.65A	Casquillo de sujeción para tornillos Ø 6.5 mm y Ø 7.0 mm	1
2.952.230	Varilla d. medición para tornillos perforado Ø 6.5 mm y Ø 7.0 mm; RM 130 mm	1
2.960.03	Guía de inserción paralela para aguja guía Ø 2.0 mm	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – arandelas		
3.200.04	Arandela; AØ 16 mm/IØ 6.7 mm; titanio	5
Alambres		
2.979.20	Aguja guía; Ø 2.0 x 230 mm; rosca 5; acero	5
Tambor perforado		
19.224.00	Tambor perforado con inserto para instrumental / tornillos perforados Ø 7.0 mm	1

combinable con:

19.223.00	Tornillos can. 7.0 ar ap HI T SET
19.223.00PS+	Tornillos can. 7.0 ar ap HI T TORNILLOS estéril

A petición todos los implantes están disponibles embalado en estéril o no estéril.

Set Tornillos can. 7.0 ar HI INSTRUMENTAL BASIC

N.º set 19.223.001





Ilustración 19.223.001  Hexágono interior

A petición todos los implantes están disponibles embalado en estéril o no estéril.