

Set VaWiKo® Placa EPI 4.0 eav HI ESTÉRIL

con estabilidad angular variable; titanio; N.º set 19.563.00PS+



Ilustración 5.6983.2122



Ilustración 5.6983.2160




con punta



sin punta

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
Placa EPI VaWiKo®; titanio; TiOB®; envasado estéril		
S5.6983.2122	distancia orificio 12; 2 puntas	2
S5.6983.2162	distancia orificio 16; 2 puntas	2
S5.6983.2120	distancia orificio 12; sin puntas	2
S5.6983.2160	distancia orificio 16; sin puntas	2

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos		
Tornillo cortical 4.0; estable angular; rosca completa; autoroscante; titanio; envasado estéril		
 Hexágono interior		
S3.148.22	longitud 22 mm	4
S3.148.26	longitud 26 mm	4
S3.148.30	longitud 30 mm	4
S3.148.36	longitud 36 mm	4

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos		
Tornillo perforado 4.0; rosca completa; autoroscante;; auto perforante; titanio; TiOB® envasado estéril		
 Hexágono interior		
S3.445.22	longitud 22 mm	4
S3.445.26	longitud 26 mm	4
S3.445.30	longitud 30 mm	4
S3.445.36	longitud 36 mm	4

Puede combinarse con:

19.563.001 19.563.00

Información

TiOB® es un recubrimiento superficial que tiene propiedades optimizadas.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

tel +49 36738 498-560
fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

DaTi | Edición 01 | 2021-04
Todos los productos son compatible con CE.

Set VaWiKo® Placa EPI 4.0 eav HI ESTÉRIL

con estabilidad angular variable; titanio; N.º set 19.563.00PS+

REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 01	REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 02	REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 03	REF S3.148.22 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 22 mm 04	REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 05
REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 06	REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 07	REF S3.148.26 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 26 mm 08	REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 09	REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 10
REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 11	REF S3.148.30 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 30 mm 12	REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 13	REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 14	REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 15
REF S3.148.36 Kortikalisschraube 4.0 ws ss 36 mm 16	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 17	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 18	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 19	REF S3.445.22 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 22 mm 20
REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 21	REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 22	REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 23	REF S3.445.26 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 26 mm 24	REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 25
REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 26	REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 27	REF S3.445.30 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 30 mm 28	REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 29	REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 30
REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 31	REF S3.445.36 Durchbohrte Schraube 4.0 ss sb 36 mm 32	33	34	35
36	37	38	39	40
41	42	43	44	45
REF S5.6983.2162 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm 46Uni	47	REF S5.6983.2162 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm Uni48	REF S5.6983.2122 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm 49Uni	50
REF S5.6983.2122 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 mit Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm 51Uni	52	REF S5.6983.2120 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm Uni53	REF S5.6983.2120 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 12 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 24 mm 54Uni	55
REF S5.6983.2160 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm 56Uni	57	REF S5.6983.2160 VaWiKo® EPI-Platte Lochabstand 16 ohne Krallen Lochanzahl 2 Länge 28 mm Uni8	59	60

Set Nr. 19.117.00PS

 Königsee
Implantate