

Set VaWiKo® Placa EPI 4.0 eav HI T / IMPLANTES estéril


con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0 mm; titanio; TiOB®

envasado no estéril N.º set 19.563.00 / envasado estéril N.º set 19.563.00PS+




con garras

N.º art. 5.6983.2122
N.º art. S5.6983.2122



sin garras

N.º art. 5.6983.2160
N.º art. S5.6983.2160



Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, envasados no estériles y estériles.

Implantes en el set **no envasados estériles** N.º set 19.563.00

Implantes en el set **envasados estériles** N.º set 19.563.00PS+

 **Hexágono interior**
N.º set 19.563.00
envasado no estéril

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – placas			
VaWiKo® Placa EPI			
5.6983.2122	S5.6983.2122	VaWiKo® Placa EPI para hemiepifisiodesis; distancia orificios 12; 2 garras	2
5.6983.2162	S5.6983.2162	VaWiKo® Placa EPI para hemiepifisiodesis; distancia orificios 16; 2 garras	2
5.6983.2120	S5.6983.2120	VaWiKo® Placa EPI para hemiepifisiodesis; distancia orificios 12; sin garras	2
5.6983.2160	S5.6983.2160	VaWiKo® Placa EPI para hemiepifisiodesis; distancia orificios 16; sin garras	2

Implantes – tornillos			
Tornillo cortical 4.0 ea ar			
3.148.22	S3.148.22	Tornillo cortical; Ø 4.0 mm x 22 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; titanio	4
3.148.26	S3.148.26	Tornillo cortical; Ø 4.0 mm x 26 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; titanio	4
3.148.30	S3.148.30	Tornillo cortical; Ø 4.0 mm x 30 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; titanio	4
3.148.36	S3.148.36	Tornillo cortical; Ø 4.0 mm x 36 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; titanio	4

Tornillo perforado 4.0 can. 1.8 ar ap			
3.445.22	S3.445.22	Tornillo perforado; Ø 4.0 mm x 22 mm; etándar; rosca completa; Ø interior 1.8 mm; autoperforante; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; TiOB®; titanio	4
3.445.26	S3.445.26	Tornillo perforado; Ø 4.0 mm x 26 mm; etándar; rosca completa; Ø interior 1.8 mm; autoperforante; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; TiOB®; titanio	4
3.445.30	S3.445.30	Tornillo perforado; Ø 4.0 mm x 30 mm; etándar; rosca completa; Ø interior 1.8 mm; autoperforante; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; TiOB®; titanio	4
3.445.36	S3.445.36	Tornillo perforado; Ø 4.0 mm x 36 mm; etándar; rosca completa; Ø interior 1.8 mm; autoperforante; autorroscante; hexágono interior 2.5 mm; TiOB®; titanio	4

Set VaWiKo® Placa EPI 4.0 eav HI T / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0 mm; titanio; TiOB®

envasado no estéril N.º set 19.563.00 / envasado estéril N.º set 19.563.00PS+

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental			
2.977.21	—	Casquillo taladrado con mango estabilidad angular variable 4.0 mm; para brocas Ø 3.0 mm; longitud 68 mm	1
10.940.03	—	Casquillo de taladrado para sistema de casquillos de taladrado 10.940.00; para tornillos perforados Ø 4.0 mm; Ø exterior 3.2 mm; Ø interior 1.9 mm	1
2.950.150	—	Varilla de medición para tornillos perforados Ø 2.7 mm – 4.0 mm; longitud 150 mm; campo de medición 80 mm	1
2.906.40	S2.906.40	Pre-Taladro ACRA 3.0 mm; longitud de perforación 60 mm; perforado; Ø interior 1.8 mm; escala; longitud 100 mm	1
2.9436.40	—	Destornillador hexagonal con mango para Ø 2.7 mm – 4.0 mm; perforado; Ø interior 1.7 mm; AnLi 2.5 mm; longitud 215 mm	1
2.977.16	—	Casquillo taladrado con atornillamiento ángulo fijo 4.0 mm; para brocas Ø 3.0 mm; longitud 68 mm	2
2.904.25	S.2.904.25	Broca helicoidal ACRA3.0; espiral 60 mm; labio 2; longitud 155 mm	1
2.977.14	—	Casquillo de taladro con atornillamiento ángulo fijo 2.0 mm; para brocas Ø 1.5 mm; longitud 45 mm	1
2.953.65	—	Aparato de medición con gancho para tornillos Ø 2.7 mm; rango de medición 60 mm	1
2.954.01	—	Pinzas de tornillo; autoenclavadoras	1

Alambres			
2.982.16	—	Aguja guía; Ø 1.6 mm x 150 mm; rosca 10 mm; acero	5
6.031.10	S.6.031.10	Alambre de Kirschner con punta de trocar y extremo redondeado; Ø 1.0 mm x 150 mm; acero	5

Tambor perforado			
19.562.00	—	Cesta de malla con pieza insertada para placa VaWiKo® EPI e instrumentos	1

Información

VaWiKo® se deriva de la denominación alemana „Variabel Winkelstabile Kombination“, que se traduce al español como „Combinación de estabilidad angular variable“. Este sistema combina tecnologías de recubrimiento convencionales con bloqueo de ángulo estable en ángulos variables. En Alemania, los nombres del sistema VaWiKo® son marcas registradas.

TiOB® es un recubrimiento superficial que tiene propiedades optimizadas.



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de


Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

KrMo | Edición 04 | 2026-02
Todos los productos son compatible con CE.

Set VaWiKo® Placa EPI 4.0 eav HI T / IMPLANTES estéril

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 4.0 mm; titanio; TiOB®

envasado no estéril N.º set 19.563.00 / envasado estéril N.º set 19.563.00PS+



Hexàgono interior
N.º set 19.563.00
envasado no estéril