

WiKo® Placa de clavícula anterior 3.5

medial y lateral; con estabilidad angular para tornillos Ø 3.5 mm; titanio; TiOB®



ilustración 5.3802.06



ilustración 5.3812.08

N.º de art.

Descripción

Placa de clavícula anterior medial WiKo®; titanio; TiOB®

5.3802.06	Placa de clavícula anterior medial WiKo® 3.5; 6 orificios; longitud 80 mm
5.3802.07	Placa de clavícula anterior medial WiKo® 3.5; 7 orificios; longitud 91 mm
5.3802.08	Placa de clavícula anterior medial WiKo® 3.5; 8 orificios; longitud 103 mm

Placa de clavícula anterior lateral WiKo® 3.5; titanio; TiOB®

5.3812.08	Placa de clavícula anterior lateral WiKo® 3.5; 8 orificios; longitud 105 mm
5.3812.09	Placa de clavícula anterior lateral WiKo® 3.5; 9 orificios; longitud 117 mm
5.3812.10	Placa de clavícula anterior lateral WiKo® 3.5; 10 orificios; longitud 128 mm

Información:

El nombre del sistema WiKo® deriva de "Winkelstabile Kombination" (combinación con estabilidad angular fija). En este caso, la tecnología de placas convencional se combina con un bloqueo con estabilidad angular.

Los productos con la indicación "®" son marcas registradas de Königsee Implantate GmbH.