

# WiKo® Placa femoral de conversión 3.5/6.0

Tornillos perforado con estabilidad angular Ø 6.0 mm; acero; Sistema de cadera pediátrico DVO\*



Ilustración 4.6402.0403



Ilustración 4.6402.0404



Ilustración 4.6402.0603



Ilustración 4.6402.0803

N.º art.	Descripción	EAN
<b>WiKo® placa femoral de conversión 3.5/6.0</b>		
4.6402.0403	WiKo® placa femoral de conversión 3.5/6.0; 3 orificios; 70 mm; profundidad del arco 4	
4.6402.0404	WiKo® placa femoral de conversión 3.5/6.0; 4 orificios; 81 mm; profundidad del arco 4	
4.6402.0603	WiKo® placa femoral de conversión 3.5/6.0; 3 orificios; 73 mm; profundidad del arco 6	
4.6402.0604	WiKo® placa femoral de conversión 3.5/6.0; 4 orificios; 84 mm; profundidad del arco 6	
4.6402.0803	WiKo® placa femoral de conversión 3.5/6.0; 3 orificios; 77 mm; profundidad del arco 8	
4.6402.0804	WiKo® placa femoral de conversión 3.5/6.0, 4 orificios; 88 mm; profundidad del arco 8	

## en uso con tres tipos de tornillos:

2.540.XX	Tornillo perforado; Ø 6.0 mm; interior-Ø 2.2 mm; rosca completa; autopercutor; autoroscante; con estabilidad angular; acero
2.133.XX	Tornillo cortical con rosca cónica; Ø 3.5 mm; rosca completa; autoroscante; acero
2.132.XX	Tornillo cortical; Ø 3.5 mm; rosca completa; autoroscante; acero

\* Información:

Para el sistema de implante completo se encuentran la placa de osteotomía del fémur proximal WiKo®, el tornillo canulado de ángulo estable Ø 6.0 mm y el ángulo estable y tornillo cortical no ángulo estable Ø 3.5 mm en las longitudes respectivas requeridas.

DVO - Derotation-Varisation-Osteotomy

El nombre del sistema WiKo® deriva de la descripción "combinación de ángulo estable". Esta es una tecnología de recubrimiento que proporciona un bloqueo estable en un ángulo dado. WiKo® es una marca registrada de Königsee Implantate GmbH en Alemania.



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Alemania  
tel +49 36738 498-560  
fax +49 36738 498-569

[export@koenigsee-implantate.de](mailto:export@koenigsee-implantate.de)

Para más información:  
[www.koenigsee-implantate.com](http://www.koenigsee-implantate.com)

HeBo | Edición 02 | 2020-05  
Todos los productos son compatible con CE.