

Set Osteosíntesis cuerda Ø1.5

el Prof. Labitzke; acero; N.º set 19.518.00/1




Ilustración 6.409.15/500



Ilustración 6.409.P15




Ilustración 19.518.00/1

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes- cable		
6.409.15/500	Cable para CPA; Ø 1,5 x 500 mm; soldado por láser por ambos lados; acero	10

Implantes – Contera Cable		
6.409.P15	Contera Cable Ø1.5 mm; acero	10

Instrumental		
10.2656.03/50	Instrumento aplicación cuerda; 120° acodado; Ø 50 mm	1
10.2656.04/50	Instrumento para aplicación del fleje; recto; Ø 50 mm; longitud 261 mm	1
10.265.05	Alicate cortacables	1
10.265.06	Tensor de cables	1
10.265.15	Pinzas para contera cable Ø1.5	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Tambor perforado		
19.517.00	Tambor perforado con inserto para instrumental para osteosíntesis	1

Set Osteosíntesis cuerda Ø1.5

el Prof. Labitzke; acero; N.º set 19.518.00/1




Ilustración 19.518.00/1