

Placas de mano Mini 2.0 ea

con estabilidad angular; para tornillos Ø 2.0 mm; acero



Ilustración 4.9002.20

N.º art.	Descripción	EAN
Placa recta Mini 2.0 ea – grosor de la placa 1.5 mm		
4.9002.20	Miniplaca recta c.ros.cón.2.0; 20A; 119 x 5 mm; acero.comb.; acero	 4047075145201
Placa recta Mini 2.0 ea puente – grosor de la placa 2.0 mm		
4.4555.04	Miniplaca recta c.ros.cón.y puente 2.0; 4A; 27 x 5 mm; diverg.; acero	 4047075118489
4.4555.06	Miniplaca recta c.ros.cón.y puente 2.0; 6A; 37 x 5 mm; diverg.; acero	 4047075118496
4.4555.08	Miniplaca recta c.ros.cón.y puente 2.0; 8A; 47 x 5 mm; diverg.; acero	 4047075117512
4.4555.10	Miniplaca recta c.ros.cón.y puente 2.0; 10A; 57 x 5 mm; diverg.; acero	 4047075118502