

Placas de mano Mini

estándar; para tornillos Ø 1.5 mm; Ø 2.0 mm; Ø 2.7 mm; titanio



Ilustración 5.900.05



















Ilustración 5.402.20



Ilustración 5.416.49



Ilustración 5.930.06

N.º art.	Descripción	EAN
Placa recta Mini 1.5 – grosor de la placa 1.0 mm		
5.404.15	Placa mini recta 1.5; 20A; 100 x 4 mm; titanio	 4047075004942
Placa H Mini 1.5 – grosor de la placa 0.9 mm		
5.402.15	Miniplaca H 1.5; 4A; 9 x 8.2 mm; titanio	 4047075004614
Placa recta Mini 2.0 – grosor de la placa 1.0 mm		
5.900.03	Placa mini recta con aguj.redondo 2.0; 3A; 17 x 5 mm; titanio	 4047075011124
5.900.04	Placa mini recta con aguj.redondo 2.0; 4A; 23 x 5 mm; titanio	 4047075011384
5.900.05	Placa mini recta con aguj.redondo 2.0; 5A; 29 x 5 mm; titanio	 4047075011391
5.900.06	Placa mini recta con aguj.redondo 2.0; 6A; 35 x 5 mm; titanio	 4047075011407
Placa H Mini 2.0 – grosor de la placa 0.9 mm		
5.402.20	Miniplaca H 2.0; 4A; 12 x 11 mm; titanio	 4047075004874
Placa T Mini 2.0 – grosor de la placa 1.5 mm		
5.416.39	Placa mini en T 2.0/2.0; 3/9A; 50 x 5 mm; titanio	 4047075005024
5.416.49	Placa mini en T 2.0/2.0; 4/9A; 50 x 5 mm; titanio	 4047075005031
Placa T Mini 2.0 oblongo – grosor de la placa 1.0 mm		
5.930.02	Mini Placa en T 2.0; 2/2 AA en la varilla; 22 x 5.5 mm; titanio	 4047075011483
5.930.03	Mini Placa en T 2.0; 2/3 AA en la varilla; 29 x 5.5 mm; titanio	 4047075011711
5.930.04	Mini Placa en T 2.0; 2/4 AA en la varilla; 36 x 5.5 mm; titanio	 4047075011728
5.930.05	Mini Placa en T 2.0; 2/5 AA en la varilla; 43 x 5.5 mm; titanio	 4047075011735
5.930.06	Mini Placa en T 2.0; 2/6 AA en la varilla; 50 x 5.5 mm; titanio	 4047075011742
5.930.07	Mini Placa en T 2.0; 2/7 AA en la varilla; 57 x 5.5 mm; titanio	 4047075011537
5.930.08	Mini Placa en T 2.0; 2/8 AA en la varilla; 64 x 5.5 mm; titanio	 4047075011766

Placas de mano Mini

estándar; para tornillos Ø 1.5 mm; Ø 2.0 mm; Ø 2.7 mm; titanio



Ilustración 5.850.06

N.º art.	Descripción	EAN
Placa T Mini 2.0/2.7 – grosor de la placa 1.0 mm		
5.850.02	Miniplaca en T con agujeros redondo 2.0 u.2.7; 2A; 24 x 7 mm; titanio	 4047075010196
5.850.03	Miniplaca en T con agujeros redondo 2.0 u.2.7; 3A; 32 x 7 mm; titanio	 4047075010370
5.850.04	Miniplaca en T con agujeros redondo 2.0 u.2.7; 4A; 40 x 7 mm; titanio	 4047075010325
5.850.05	Miniplaca en T con agujeros redondo 2.0 u.2.7; 5A; 48 x 7 mm; titanio	 4047075010394
5.850.06	Miniplaca en T con agujeros redondo 2.0 u.2.7; 6A; 56 x 7 mm; titanio	 4047075010400
5.850.07	Miniplaca en T con agujeros redondo 2.0 u.2.7; 7A; 64 x 7 mm; titanio	 4047075010417
5.850.08	Miniplaca en T con agujeros redondo 2.0 u.2.7; 8A; 72 x 7 mm; titanio	 4047075010424