

Placa Artrodesis Mano eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.7/3.5 mm; cab. 5.0; titanio



Ilustración 5.9963.3340



Ilustración 5.9963.3342



Ilustración 5.9963.3350



Ilustración 5.9963.4540

Item no.	Item description	EAN
Placa Artrodesis Mano eav – grosor de la placa 3.0 mm; grosor del lado 2.0 mm		
5.9963.3340	Placa para mano arthrodesis 2.7; 3/3A; 4°; offset 0; var.áng.est.; titanio	 4047075152964
5.9963.3342	Placa para mano arthrodesis 2.7; 3/3A; 4°; offset 2; var.áng.est.; titanio	 4047075152971
5.9963.3350	Placa para mano arthrodesis 2.7; 3/3A; 5°; offset 0; var.áng.est.; titanio	 4047075152988
Placa Artrodesis Mano eav – grosor de la placa 4.0 mm; grosor del lado 2.0 mm		
5.9963.4540	Placa para mano arthrodesis 2.7; 4/5A; 4°; offset 0; var.áng.est.; titanio	 4047075152995