

Placa Artrodesis Mano

estándar; para tornillos Ø 2.7/3.5 mm; titanio; acero



Ilustración 5.804.08



Ilustración 5.804.11



Ilustración 5.805.08



Ilustración 5.816.09

N.º art.	Descripción	EAN
Placa Artrodesis Mano; titanio		
5.804.08	Placa artrodesis 2.7/3.5; 8A; 112x12; curva estándar; grosor de la placa en la curva 4.0 mm; titanio	 4047075008889
5.804.11	Placa de artrodesis 2.7/3.5; 11A; 151x11; flexión standard; grosor de la placa en la curva 3.8 mm; titanio	 4047075057849
5.805.08	Placa artrodesis 2.7/3.5; 8A; 112x12; curva corta; grosor de la placa en la curva 4.0 mm; titanio	 4047075008896
5.816.09	Placa artrodesis 2.7/3.5; 9A; 110x12; recta; grosor de la placa 4.0 mm; titanio	 4047075009350
Placa Artrodesis Mano; acero		
4.804.08	Placa de artrodesis 2.7/3.5; 8A; 112x12; flexión standard; grosor de la placa en la curva 4.0 mm; acero	 4047075051090
4.805.08	Placa de artrodesis 2.7/3.5; 8A; 112x12; flexión corta; grosor de la placa en la curva 4.0 mm; acero	 4047075051373
4.816.09	Placa de artrodesis 2.7/3.5; 9A; 110x12; recta; grosor de la placa 4.0 mm; acero	 4047075049912