

Set Placa de rótula 3.5 eav

Estabilidad angular variable; Titanio; N.º set 19.671.010



Ilustración 5.8513.11




Ilustración 19.671.010  hexágono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes - Placas		
5.8513.11	Placa de rótula 3.5 con estabilidad angular variable; cabeza Ø 5,0 mm; 11 orificios, precurvada; titanio	2

Instrumental		
2.9405.25	Destornillador hexagonal para Ø 2,7 mm a Ø 4,0 mm; AnLi 2,5 mm; cónico; longitud 215 mm	1
2.977.12	Casquillo de taladrar con mango para unión roscada con estabilidad angular variable 3,5 mm con cabeza de Ø 5,0 mm	1
2.977.13	Casquillo de taladrar para unión roscada con estabilidad angular 3,5 mm con cabeza de Ø 5,0 mm	2
2.904.06	Broca espiral para acoplamiento rápido; Ø 2,5 x 125 mm; longitud de la espiral 60 mm; bilabial	1
2.953.60	Aparato de medición con gancho para tornillos de Ø 3,5 mm - Ø 4,0 mm; RM 60	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1

Alambres		
6.031.10	Aguja de Kirschner con punta trocar y extremo redondo; Ø 1,0 mm x 150 mm; acero	5

Tambor perforado		
19.670.010	Contenedor perforado autoclavable con inserto para instrumental e implantes Placa de rótula; e.a.v.	1

Item no.	Item description	Quant.
Implantes - Tornillos		
Tornillos corticales con estabilidad angular; Ø 3,5 mm; rosca completa; autocortante; cabeza 5,0 mm; titanio		 hexágono interior
3.136.12	longitud 12 mm	5
3.136.14	longitud 14 mm	5
3.136.16	longitud 16 mm	5
3.136.18	longitud 18 mm	5
3.136.20	longitud 20 mm	5
3.136.22	longitud 22 mm	5
3.136.24	longitud 24 mm	5
3.136.26	longitud 26 mm	5
3.136.28	longitud 28 mm	5
3.136.30	longitud 30 mm	5
3.136.32	longitud 32 mm	5
3.136.36	longitud 36 mm	5
3.136.40	longitud 40 mm	5

Set Placa de rótula 3.5 eav

Estabilidad angular variable; Titanio; N.º set 19.671.010




Ilustración 19.671.010

