

# Set Placas anillo eav

con estabilidad angular variable; dos niveles; titanio; N.º set 19.439.00

## NIVEL 1



Ilustración 5.9953.14



Ilustración 5.9953.16



Ilustración 5.9953.14



Ilustración 5.9953.16




Ilustración 19.439.00 Hexágono interior

| N.º art.                                                        | Descripción                            | Cant. |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------|
| <b>Implantes – placas</b>                                       |                                        |       |
| Ring plate with conical thread; variable angle-stable; titanium |                                        |       |
| 5.9953.14                                                       | Ring plate 2.0 vas; 7 holes; Ø 14.0 mm | 1     |
| 5.9953.16                                                       | Ring plate 2.7 vas; 5 holes; Ø 16.5 mm | 1     |

|                                          |                |   |
|------------------------------------------|----------------|---|
| <b>Implantes – tornillos</b>             |                |   |
| Tornillo cortical Ø 2.0; RC; ar; titanio |                |   |
| 3.110.08                                 | longitud 8 mm  | 2 |
| 3.110.10                                 | longitud 10 mm | 2 |
| 3.110.12                                 | longitud 12 mm | 2 |
| 3.110.14                                 | longitud 14 mm | 2 |
| 3.110.16                                 | longitud 16 mm | 2 |
| 3.110.18                                 | longitud 18 mm | 2 |
| 3.110.20                                 | longitud 20 mm | 2 |

|                                                                           |                |   |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---|
| Tornillo cortical c. rosc. cab. cón. y tope prof.; Ø 2.0; RC; ar; titanio |                |   |
| 3.114.08                                                                  | longitud 8 mm  | 5 |
| 3.114.10                                                                  | longitud 10 mm | 5 |
| 3.114.12                                                                  | longitud 12 mm | 5 |
| 3.114.14                                                                  | longitud 14 mm | 5 |
| 3.114.16                                                                  | longitud 16 mm | 5 |
| 3.114.18                                                                  | longitud 18 mm | 5 |
| 3.114.20                                                                  | longitud 20 mm | 5 |

|                                                         |                |   |
|---------------------------------------------------------|----------------|---|
| <b>Implantes – tornillos</b>                            |                |   |
| Tornillo cortical c. rosc. cón.; Ø 2.7; RC; ar; titanio |                |   |
| 3.125.08                                                | longitud 8 mm  | 5 |
| 3.125.10                                                | longitud 10 mm | 5 |
| 3.125.12                                                | longitud 12 mm | 5 |
| 3.125.14                                                | longitud 14 mm | 5 |
| 3.125.16                                                | longitud 16 mm | 5 |
| 3.125.18                                                | longitud 18 mm | 5 |
| 3.125.20                                                | longitud 20 mm | 5 |

|                     |                                                            |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---|
| <b>Instrumental</b> |                                                            |   |
| 2.954.01            | Pinzas de tornillo autoencavadoras                         | 1 |
| 2.977.06            | Casq. taladr. con tope prof. p. atorn. áng. fijo 2.0; L 45 | 2 |

## NIVEL 2

|                     |                                                            |   |
|---------------------|------------------------------------------------------------|---|
| <b>Instrumental</b> |                                                            |   |
| 2.904.03            | Broca espiral p.AR; Ø 2.0 x 105 mm; Apl30; 2 filos         | 1 |
| 2.904.20            | Broca espiral p.AR; Ø 1.5 x 105 mm; Apl30; 2 filos         | 1 |
| 2.9102.14           | Fresa 80° para placa anular Ø 14.0                         | 1 |
| 2.9102.16           | Fresa 100° para placa anular Ø 16.0                        | 1 |
| 2.9406.25           | Dest. hexagonal c. mango p. Ø2.7 a Ø4.0; AnLi 2,5; cón.    | 1 |
| 2.9401.15A          | Dest. hexagonal c. mango p. Ø1,5 y Ø2,0; AnLi 1,5; desmon. | 1 |

# Set Placas anillo eav

con estabilidad angular variable; dos niveles; titanio; N.º set 19.439.00

| N.º art.         | Descripción                                                                  | Cant. |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Tambor perforado |                                                                              |       |
| 19.438.00        | perforated autoclavable container with inset for instruments and ring plates | 1     |

| N.º art. | Descripción                                                  | Cant. |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 2.953.51 | Ap. medic. c. gancho p. torn. Ø2,0;RM 44                     | 1     |
| 2.953.65 | Ap. medic. c. gancho p. torn. Ø2,7;RM 60                     | 1     |
| 2.977.10 | Cas. taladr. c. mango p. atornill. áng. fijo variab.;L 45;MF | 1     |
| 2.977.11 | Casq. taladr. con atorn. áng. fijo 2,7;L 44                  | 2     |
| 2.977.14 | Casquillo de taladro c.atornillamiento ángulo fijo 2,0;L 45  | 1     |




Ilustración 19.439.00 Completo  Hexàgono interior





Ilustración 19.439.00 Nivel 1



Ilustración 19.439.00 Nivel 2