

Set placas de antepié 2.7 eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.7; titanio; N.º set 19.523.00



Ilustración 5.2803.18



Ilustración 5.2803.20d



Ilustración 5.2843.18



Ilustración 5.2843.37K



Ilustración 5.2793.41L




Ilustración 19.523.00 Hexàgono interior

N.º art.	Descripción	Cant.
Implantes – placas		
5.2803.18	Pl. nerv. doble con rosca cónica 2.7; 4 orificios; 16 x 18 mm; nerv. 1.5; a.f.v.; titanio	1
5.2803.20d	Pl. nerv. doble con rosca cónica 2.7; 4 orificios; 18 x 20 mm; travesaño 1.0; a.f.v.; titanio	1
5.2843.18	Placa recta con rosca cónica 2.7; 2 orificios; 18 x 8 mm; a.f.v.; titanio	1
5.2843.37K	Placa recta con rosca cónica y 1 DC-L 2.7; 4 orificios; 37 x 8 mm; a.f.v.; titanio	1
5.2793.41R	Placa de artrodesis MTF con rosca cónica 2.7; 6 orificios; longitud 41; derecho; a.f.v.; titanio	1
5.2793.41L	Placa de artrodesis MTF con rosca cónica 2.7; 6 orificios; longitud 41; longitud; a.f.v.; titanio	1

N.º art.	Descripción	Cant.
Instrumental		
2.904.04	Broca espiral p.AR; Ø 2.0 x 125 mm; Apl30; 2 filos	1
2.977.10	Cas. talad. c. mango p. ator-nill. áng. fijo variab.; L 45; MF	1
2.977.11	Casq. taladr. con ator. áng. fijo 2.7; L 44	2
2.9406.25	Dest. hexagonal c. mango p. Ø 2.7 a Ø 4.0; AnLi 2.5; cón.	1
2.953.65	Ap. medic. c. gancho p. torn. c. rosc. cab. cón. Ø 2.7 mm; RM 60	1
2.954.01	Pinzas de tornillo autoencla-vadoras	1

Implantes – tornillos		
Tornillo cortical c. rosc. cón.; Ø 2.7 mm; RC; ar.; titanio Hexàgono interior		
3.125.10	longitud 10 mm	5
3.125.12	longitud 12 mm	5
3.125.14	longitud 14 mm	5
3.125.16	longitud 16 mm	5
3.125.18	longitud 18 mm	5
3.125.20	longitud 20 mm	5
3.125.22	longitud 22 mm	5
3.125.24	longitud 24 mm	5
3.125.26	longitud 26 mm	5
3.125.28	longitud 28 mm	5
3.125.30	longitud 30 mm	5

Implantes – tornillos		
Tornillo cortical Ø 2.7 mm; RC; ar; cabeza plana; titanio Hexàgono interior		
3.128.10	longitud 10 mm	2
3.128.12	longitud 12 mm	2
3.128.14	longitud 14 mm	2
3.128.16	longitud 16 mm	2
3.128.18	longitud 18 mm	2
3.128.20	longitud 20 mm	2
3.128.22	longitud 22 mm	2
3.128.24	longitud 24 mm	2
3.128.26	longitud 26 mm	2
3.128.28	longitud 28 mm	2
3.128.30	longitud 30 mm	2

Set placas de antepié 2.7 eav

con estabilidad angular variable; para tornillos Ø 2.7; titanio; N.º set 19.523.00

N.º art.	Descripción	Cant.
Alambres		
6.031.10	Alambre de Kirschner c. p. de trocar y extr. red.; Ø 1.0 x 150 mm; acero	5

N.º art.	Descripción	Cant.
Tambor perforado		
19.520.00	T. perf. c. ins. p. instr. y placas de antepié 2.7	1




Ilustración 19.523.00  Hexágono interior