

## Tornillos corticales

Tornillo cortical 2.0  
rosca completa  
autoroscante; titanio

Hexàgono interior



Tornillo cortical 2.0 as  
rosca completa; profundi-  
dad; autoroscante; titanio

Hexàgono interior



Tornillo cortical 2.7 as  
rosca completa  
autoroscante; titanio

Hexàgono interior



Las placas de artrodesis de la mano se utilizan para aliviar el dolor y estabilizar la muñeca en casos de restricción funcional dolorosa y mejorar así la función del dedo largo y del pulgar en enfermedades artríticas y reumáticas.

## Contacto

Si pudiéramos despertar su interés por  
**PLACAS ARTRODESIS MANO**  
por favor, póngase en contacto con nosotros



**Königsee Implantate GmbH**


OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf  
Alemania

export@koenigsee-implantate.de  
+ 49 36738 498-560

o con su representante de ventas.

## PLACAS ARTRODESIS MANO

Surtido en titanio




[www.koenigsee-implantate.de](http://www.koenigsee-implantate.de)

Copyright © Königsee Implantate GmbH/AnWa | Edición 03 | 2022-03

 **Königsee**  
Implantate

## Mano Artrodesis Placa ea

con estabilidad angular variable; grosor de la placa 3.0 mm; grosor del lado 2.0 mm; para tornillos Ø 2.7/3.5 mm; cab. 5.0 mm; 3/3 orificios; titanio



4°  
offset 0




4°  
offset 2



5°  
offset 0

### para revisiones:

con estabilidad angular variable; grosor de la placa 4.0 mm; grosor del lado 2.0 mm; para tornillos Ø 2.7/3.5 mm; cab. 5.0 mm; 4/5 orificios; 4°; Offset 10; titanio



## Tornillos corticales

**Tornillo cortical 2.7  
cabeza plana;**  
rosca completa  
autoroscante  
titanio

Hexágono interior



**Tornillo cortical 3.5  
cabeza 5**  
rosca completa  
autoroscante  
titanio; TiOB®

Hexágono interior



**Tornillo cortical  
2.7 as**  
rosca completa  
autoroscante  
titanio

Hexágono interior




**Tornillo cortical 3.5 as  
cabeza 5**  
rosca completa  
autoroscante  
titanio; TiOB®

Hexágono interior




## Placa Anillo ea

con estabilidad angular variable; grosor de la placa 1.5 mm; titanio




placa anillo 2.0 ea  
7 orificios; Ø 14.0 mm



placa anillo 2.7 ea  
5 orificios; Ø 16.5 mm

Set Placa Anillo ea 19.439.00



### Información

TiOB® es una marca comercial de Königsee Implantate GmbH registrada en los países de la UE, Suiza y EE. UU. Es un recubrimiento superficial que brinda propiedades optimizadas.

