

# Set Femur distal Nut und Kerbe ISK S / IMPLANTATE steril

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5/5.5 mm; Stahl


nicht steril verpackt Set-Nr. 19.600.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.600.10PS+



Art.-Nr. 4.9502.12  
Art.-Nr. S4.9502.12



Art.-Nr. 4.9512.12  
Art.-Nr. S4.9512.12




Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.600.10

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.600.10PS+

 **Innensechskant**  
Set-Nr. 19.600.10  
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Platten			
Distale Femurplatte 4.5-6.0 ws Nut Kerbe			
4.9502.12	S4.9502.12	Distale Femurplatte mit Nut und Kerben; 12 Loch; 246 x 18 mm; rechts; Stahl	1
4.9502.16	S4.9502.16	Distale Femurplatte mit Nut und Kerben; 16 Loch; 309 x 18 mm; rechts; Stahl	1
4.9512.12	S4.9512.12	Distale Femurplatte mit Nut und Kerben; 12 Loch; 246 x 18 mm; links; Stahl	1
4.9512.16	S4.9512.16	Distale Femurplatte mit Nut und Kerben; 16 Loch; 309 x 18 mm; links; Stahl	1

Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 4.5 ss 			
2.152.14	S2.152.14	Ø 4.5 mm x 14 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.18	S2.152.18	Ø 4.5 mm x 18 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.22	S2.152.22	Ø 4.5 mm x 22 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.26	S2.152.26	Ø 4.5 mm x 26 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.30	S2.152.30	Ø 4.5 mm x 30 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.34	S2.152.34	Ø 4.5 mm x 34 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.38	S2.152.38	Ø 4.5 mm x 38 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.42	S2.152.42	Ø 4.5 mm x 42 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.46	S2.152.46	Ø 4.5 mm x 46 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.152.50	S2.152.50	Ø 4.5 mm x 50 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	3
2.152.54	S2.152.54	Ø 4.5 mm x 54 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	3

# Set Femur distal Nut und Kerbe ISK S / IMPLANTATE steril

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5/5.5 mm; Stahl



nicht steril verpackt Set-Nr. 19.600.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.600.10PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 4.5 ws ss 			
2.545.14	S2.545.14	Ø 4.5 mm x 14 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.18	S2.545.18	Ø 4.5 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.22	S2.545.22	Ø 4.5 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.26	S2.545.26	Ø 4.5 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.30	S2.545.30	Ø 4.5 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.34	S2.545.34	Ø 4.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.38	S2.545.38	Ø 4.5 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.42	S2.545.42	Ø 4.5 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.46	S2.545.46	Ø 4.5 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	6
2.545.50	S2.545.50	Ø 4.5 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	3
2.545.54	S2.545.54	Ø 4.5 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	3
Kortikalisschraube 5.5 ws ss 			
2.549.40	S2.549.40	Ø 5.5 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	2
2.549.45	S2.549.45	Ø 5.5 mm x 45 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	2
2.549.50	S2.549.50	Ø 5.5 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	2
2.549.55	S2.549.55	Ø 5.5 mm x 55 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	4
2.549.60	S2.549.60	Ø 5.5 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	4
2.549.65	S2.549.65	Ø 5.5 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	4
2.549.70	S2.549.70	Ø 5.5 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	4
2.549.75	S2.549.75	Ø 5.5 mm x 75 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	4
2.549.80	S2.549.80	Ø 5.5 mm x 80 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	4
2.549.85	S2.549.85	Ø 5.5 mm x 85 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	4
2.549.90	S2.549.90	Ø 5.5 mm x 90 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5; Stahl	2

# Set Femur distal Nut und Kerbe ISK S / IMPLANTATE steril

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5/5.5 mm; Stahl

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.600.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.600.10PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Schraubenkopf			
Schraubenkopf 8.0 für System 4.5			 
8.946.05	S8.946.05	Schraubenkopf; Ø 8.0 mm x 5.0 mm; winkelstabil; Innensechskant 3.5; Großfragment; Stahl	5

Instrumente			
2.904.09	S2.904.09	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 3.2 mm; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 195 mm	1
2.904.23	S2.904.23	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 4.0 mm; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 220 mm	1
2.953.90	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; Messbereich 90 mm	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.977.02	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; für Bohrer Ø 3.2 mm; Länge 70 mm; Großfragment	2
2.977.15	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; für Bohrer Ø 4.0 mm; Länge 70 mm	2
2.9406.35	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm – Ø 7.0 mm; Schlüsselweite 3.5 mm; Länge 215 mm	1

Drähte			
6.031.16	S6.031.16	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 mm x 150 mm; Stahl	5

Siebkorb			
19.601.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und distale Femurplatten	1

Optional			
2.163.XX	S2.163.XX	Spongiosaschraube mit konischem Kopfgewinde; Ø 6.0 mm; Vollgewinde; selbstschneidend; Stahl	—
2.941.35	—	Sechskantschraubendrehereinsatz für Schnellkupplung; für Schrauben Ø 4.5 mm – Ø 7.0 mm; Schlüsselweite 3.5 mm	—
2.941.35/135	—	Sechskantschraubendrehereinsatz für Schnellkupplung; für Schrauben Ø 4.5 mm – Ø 7.0 mm; Länge 135 mm; Schlüsselweite 3.5 mm	—
2.941.35/195	—	Sechskantschraubendrehereinsatz für Schnellkupplung; für Schrauben Ø 4.5 mm – Ø 7.0 mm; Länge 195 mm; Schlüsselweite 3.5 mm	—
2.9355.35/20	—	Silikongriffstück mit Ratsche und AO-Kupplung; Länge 165 mm; Ø 20 mm	—

## Anwendbar mit:

19.518.00/1	Seilosteosynthese 1.5 S SET
19.604.00	Dist. Femur 4.5/5.5 ws ISK Zielbügel INSTRUMENTE
19.045.00I	GF-Instrumentarium ISK INSTRUMENTE

## Hinweis:

Bei Verwendung des sterilen Sets (Set-Nr. 19.600.10PS+) ist ein zusätzliches Instrumenten-Set (Set-Nr. 19.045.00I) notwendig.







# Set Femur distal Nut und Kerbe ISK S / IMPLANTATE steril

winkelstabil; für Schrauben Ø 4.5/5.5 mm; Stahl

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.600.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.600.10PS+



Schrauben EBENE 1



Schrauben EBENE 2

 Innensechskant  
Set-Nr. 19.600.10  
nicht steril verpackt