


Set MF-2.4 Instrumentarium TOBI® INSTRUMENTE

für Schrauben Ø 2.4 mm; für TOBI®-Drive B8

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.024.201



TOBI

Set-Nr. 19.024.201
nicht steril verpackt

Ausgewählte Artikel stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente			
2.904.33	S2.904.33	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 1.8 mm; Spirale 30 mm; zweilippig; Länge 105 mm	1
2.953.24	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 2.4 mm; Messbereich 60 mm	1
2.9778.24	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; für Bohrer Ø 1.8 mm; TOBI®-Drive B8; Länge 46 mm; Stahl	1
2.9286.08	—	Schraubendreher für TOBI®-Drive B8; PPSU-Griff; Länge 187 mm; Stahl	1
10.500.24	—	Kombibohrbuchse mit Griff für Verschraubung 2.4; für Bohrer Ø 1.8 mm; Länge 42 mm	1

Drähte			
6.031.15	S.6.031.15	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.5 mm x 150 mm; Stahl	1

Siebkorb			
19.024.21	—	Siebkorb für Instrumente 2.4 TOBI®-Drive	1

Optional			
10.184.07	—	Zielblock für distale Radiusplatte 2.4; 5.08173.XX	—
10.184.09	—	Zielblock für distale Radiusplatte 2.4; 5.08193.XX	—
10.185.07	—	Zielblock für distale Radiusplatte 2.4; 5.08273.XX	—
10.185.09	—	Zielblock für distale Radiusplatte 2.4; 5.08293.XX	—
10.187.07	—	Zielblock für Radius 2.4 Watershed; 5.08373.XX	—
10.188.07	—	Zielblock für Radius 2.4 Watershed; 5.08473.XX	—



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 01 | 2025-11
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set MF-2.4 Instrumentarium TOBI® INSTRUMENTE


für Schrauben Ø 2.4 mm; für TOBI®-Drive B8

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.024.20I

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Optional			
2.9355.35/20	—	Silikongriffstück mit Ratsche und AO-Kupplung; Länge 165 mm; Ø 20 mm	—
2.9417.B8/75	—	Schraubendrehereinsatz; für TOBI®-Drive B8 System; mit AO-Kupplung; Länge 75 mm	—

Anwendbar mit:

19.117.20	Distale Radiusplatte 2.4 vws TOBI® T SET
19.117.20PS+	Dist. Radiusplatte 2.4 vws TOBI® T IMPLANTATE steril
19.117.30	Distale Radiusplatte 2.4 Watershed vws TOBI® T Set
19.117.30PS+	Dist. Radiusplatte 2.4 Watershed vws TOBI® T IMPLANTATE steril



TOBI

Set-Nr. 19.024.20I
nicht steril verpackt