


Set FM 2.4 instrumentos TOBI® INSTRUMENTAL

para tornillos Ø 2.4 mm; para TOBI®-Drive B8

envasado no estéril N.º set 19.024.201



TOBI

N.º set 19.024.201
envasado no estéril

Los artículos seleccionados están disponibles por separado, en envases no estériles y estériles.

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental			
2.904.33	S2.904.33	Broca helicoidal ACRA1.8; espiral 30 mm; labio 2; longitud 105 mm	1
2.953.24	—	Aparato de medición con gancho para tornillos Ø 2.4 mm; RM 60 mm	1
2.9778.24	—	Casquillo de taladrar e.a. tal. 1.8 mm; TOBI®-Drive B8; longitud 46 mm; acero inoxidable	1
2.9286.08	—	Destornillador para TOBI®-Drive B8 mango PPSU; longitud 187 mm; acero inoxidable	1
10.500.24	—	Combinación casquillo taladrar con mango; unión roscada 2.4; longitud 42 mm	1

Alambres			
6.031.15	S6.031.15	Alambre Kirschner con punta d. trocar y extr. redon; Ø 1.5 mm x 150 mm; acero	1

Tambor perforado			
19.024.21	—	Tambor perforado instrumental 2.4 TOBI®-Drive	1

Opcional			
10.184.07	—	Bloque guía para placa radio dist. 2.4; 5.08173.XX	—
10.184.09	—	Bloque guía para placa radio dist. 2.4; 5.08193.XX	—
10.185.07	—	Bloque guía para placa radio dist. 2.4; 5.08273.XX	—
10.185.09	—	Bloque guía para placa radio dist. 2.4; 5.08293.XX	—
10.187.07	—	Bloque guía para placa radio dist. 2.4 Watershed; 5.08373.XX	—
10.188.07	—	Bloque guía para placa radio dist. 2.4 Watershed; 5.08473.XX	—

Set FM 2.4 instrumentos TOBI® INSTRUMENTAL


para tornillos Ø 2.4 mm; para TOBI®-Drive B8

envasado no estéril N.º set 19.024.20I

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Opcional			
2.9355.35/20	—	Mango de silicona con carraca y acoplamiento AO; longitud 165 mm; Ø 20 mm	—
2.9417.B8/75	—	Insertable para destornillador; para sistema TOBI®-Drive B8; con acoplamiento AO; longitud 75 mm	—

Aplicable con:

19.117.20	Placa Radio distal 2.4 eav TOBI® T SET
19.117.20PS+	Placa Radio distal 2.4 eav TOBI® T IMPLANTES estéril
19.117.30	Placa Radio distal 2.4 Watershed eav TOBI® T Set
19.117.30PS+	Placa Radio distal 2.4 Watershed eav TOBI® T IMPLANTES estéril



TOBI
N.º set 19.024.20I
envasado no estéril