

Set RoSA® ISK T / IMPLANTATE steril

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.606.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.606.00PS+



Art.-Nr. 7.306.70
Art.-Nr. S7.306.70




Art.-Nr. 7.308.143P1
Art.-Nr. S7.308.143P1



Art.-Nr. 7.307.80
Art.-Nr. S7.307.80



Art.-Nr. 7.309.02
Art.-Nr. S7.309.02



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.606.00

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.606.00PS+

Innensechskant
Set-Nr. 19.606.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate			
RoSA® Schraube			
7.306.50	S7.306.50	RoSA® Schraube; Ø 10 mm x 50 mm; gelb; Titan	2
7.306.70	S7.306.70	RoSA® Schraube; Ø 10 mm x 70 mm; rosa; Titan	2
7.306.90	S7.306.90	RoSA® Schraube; Ø 10 mm x 90 mm; grün; Titan	2
RoSA® Klinge			
7.307.60	S7.307.60	RoSA® Klinge; Länge 60 mm; gelb; Titan	2
7.307.80	S7.307.80	RoSA® Klinge; Länge 80 mm; rosa; Titan	2
7.307.100	S7.307.100	RoSA® Klinge; Länge 100 mm; grün; Titan	2
RoSA® Gleithülsenplatte			
7.308.122P1	S7.308.122P1	RoSA® Gleithülsenplatte 122°; 1 Loch; Titan	1
7.308.129P1	S7.308.129P1	RoSA® Gleithülsenplatte 129°; 1 Loch; Titan	1
7.308.136P1	S7.308.136P1	RoSA® Gleithülsenplatte 136°; 1 Loch; Titan	1
7.308.143P1	S7.308.143P1	RoSA® Gleithülsenplatte 143°; 1 Loch; Titan	1
7.308.122P3	S7.308.122P3	RoSA® Gleithülsenplatte 122°; 3 Loch; Titan	1
7.308.129P3	S7.308.129P3	RoSA® Gleithülsenplatte 129°; 3 Loch; Titan	1
7.308.136P3	S7.308.136P3	RoSA® Gleithülsenplatte 136°; 3 Loch; Titan	1
7.308.143P3	S7.308.143P3	RoSA® Gleithülsenplatte 143°; 3 Loch; Titan	1
7.308.122P5	S7.308.122P5	RoSA® Gleithülsenplatte 122°; 5 Loch; Titan	1
7.308.129P5	S7.308.129P5	RoSA® Gleithülsenplatte 129°; 5 Loch; Titan	1
7.308.136P5	S7.308.136P5	RoSA® Gleithülsenplatte 136°; 5 Loch; Titan	1
7.308.143P5	S7.308.143P5	RoSA® Gleithülsenplatte 143°; 5 Loch; Titan	1

Set RoSA® ISK T / IMPLANTATE steril

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.606.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.606.00PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate			
RoSA® Verbindungsschraube			
7.309.01	S7.309.01	RoSA® Verbindungsschraube; durchbohrt; InnenØ 2.55 mm; für CH8; Titan	2
7.309.02	S7.309.02	RoSA® Verbindungsschraube; Titan	2

Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 4.5 ss			
3.152.34	S3.152.34	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 34 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.36	S3.152.36	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 36 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.38	S3.152.38	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 38 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.40	S3.152.40	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 40 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.42	S3.152.42	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 42 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.44	S3.152.44	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 44 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.46	S3.152.46	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 46 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.48	S3.152.48	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 48 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.50	S3.152.50	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 50 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.52	S3.152.52	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 52 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.55	S3.152.55	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 55 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.152.60	S3.152.60	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 60 mm; Standard; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
Kortikalisschraube 4.5 ws ss			
3.545.34	S3.545.34	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.36	S3.545.36	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.38	S3.545.38	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.40	S3.545.40	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.42	S3.545.42	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.44	S3.545.44	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.46	S3.545.46	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.48	S3.545.48	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5

Set RoSA® ISK T / IMPLANTATE steril


Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.606.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.606.00PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Schrauben			
3.545.50	S3.545.50	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
3.545.52	S3.545.52	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	5
Siebkorb			
19.605.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Implantate RoSA®	1

Anwendbar mit:

- 19.608.00 RoSA® ISK INSTRUMENTE
- 19.610.00 RoSA® ISK INSTRUMENTE Entfernung
- 19.612.00 RoSA® ISK T Trochanterabstützplatte SET



 Innensechskant
Set-Nr. 19.606.00
nicht steril verpackt