


Set RoSA® ISK INSTRUMENTE Entfernung

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.610.00



 Innensechskant
Set-Nr. 19.610.00
nicht steril verpackt

Instrumente im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.610.00

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente			
2.9406.35/260	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm – 7.0 mm; Schlüsselweite 3.5 mm; Länge 260 mm	1
10.269.80	—	Haltehülse Ø 12 mm x 130 mm für RoSA® Verbindungsschraube	1
10.269.63	—	Ausschläger für RoSA® Klinge	1
10.269.631	—	Schwungmasse für Ausschläger für RoSA® Klinge	1
10.269.632	—	Schraube; Innensechskant 3.5 mm; für Schwungmasse für Ausschläger RoSA® Klinge	1
10.269.41	—	Schraubendreher mit T-Griff für Entfernung RoSA® Schraube; Länge 285 mm	1
10.269.50	—	Gewindedraht M4 x 305.5 mm für RoSA®; Stahl	1
10.269.51	—	Eindrehhilfe für Gewindedraht M4 für RoSA®	1
10.269.72	—	Kompressionsmutter; M4 für RoSA®	1
Siebkorb			
19.609.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Implantatentfernung RoSA®	1

Anwendbar mit:

19.606.00	RoSA® ISK T SET
19.608.00	RoSA® ISK INSTRUMENTE
19.612.00	RoSA® ISK T Trochanterabstützplatte SET