


Set RoSA® ISK INSTRUMENTE

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.608.00



 Innensechskant
Set-Nr. 19.608.00
nicht steril verpackt

Instrumente im Set nicht steril verpackt Set-Nr. 19.608.00

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente – Ebene 1			
10.305.06	—	T-Griffstück mit 3-Punktkupplung; Länge 85 mm	1
10.269.122	—	Zielgerät 122° für RoSA®	1
10.269.129	—	Zielgerät 129° für RoSA®	1
10.269.136	—	Zielgerät 136° für RoSA®	1
10.269.143	—	Zielgerät 143° für RoSA®	1
10.269.10	—	Bohrlehre für Führungsdrähte für RoSA®	1
10.269.11	—	Einschlaginstrument für K-Drähte Ø 3.0 mm für RoSA®	1
10.421.05	—	Extraktionszange mit Kerbe für Drähte	1
10.269.20	—	Messstab für Führungsdrähte für RoSA®; Länge 260 mm; Messbereich 70 mm – 170 mm	1
10.269.30	—	RoSA® Vierstufenbohrer	1
10.269.40	—	Schlüssel zum Einbringen für RoSA® Schraube	1

Drähte – Ebene 1			
6.031.30/270	S6.031.30/270	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 3.0 mm x 270 mm für RoSA®; Stahl	4
6.031.30/400	S6.031.30/400	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 3.0 mm x 400 mm für RoSA®; Stahl	2
6.031.30/320	S6.031.30/320	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und Markierung; Ø 3.0 mm x 320 mm für RoSA®; Stahl	2

Set RoSA® ISK INSTRUMENTE

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.608.00

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente – Ebene 2			
10.269.50	—	Gewindedraht M4 x 305.5 mm für RoSA®; Stahl	1
10.269.51	—	Eindrehhilfe für Gewindedraht M4 für RoSA®	1
10.269.60	—	Führungshülse Ø 6.0 mm x 260 mm für RoSA® Klinge	1
10.269.61	—	Fixierhülse M4 für Führungshülse Ø 6.0 mm x 260 mm für RoSA®	2
10.269.62	—	Einschläger für RoSA® Klinge	1
10.264.24	—	Kunststoffhammer	1
10.269.70	—	Kompressionsinstrument mit Führungspin für RoSA®	1
10.269.7115	—	Distanzhülse Ø 10 mm x 15 mm für RoSA®	2
10.269.7110	—	Distanzhülse Ø 10 mm x 10 mm für RoSA®	2
10.269.72	—	Kompressionsmutter; M4 für RoSA®	1
10.269.80	—	Haltehülse Ø 12 mm x 130 mm für RoSA® Verbindungsschraube	1
10.269.81	—	Führungshülse für Redon-Schlauch CH8 für RoSA®	1
10.269.82	S10.269.82	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 3.2 mm; Spirale 55 mm; zweilippig; Länge 305 mm; Ringmarkierung	1
10.269.83	—	Universalbohrbuchse mit Skalierung; für Bohrer Ø 3.2 mm für RoSA®	1
10.269.84	—	Bohrbuchse mit Skalierung für winkelstabile Verschraubung; für Bohrer Ø 3.2 mm	1
2.953.90	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 4.5 mm und Ø 6.0 mm; Messbereich 90 mm	1
2.927.45	—	Gewindeschneider für Schnellkupplung Ø 4.5; für Kortikalisschrauben; Gewindelänge 70 mm; Länge 195 mm	1
2.954.01	—	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1
2.9406.35/260	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm – 7.0 mm; Schlüsselweite 3.5 mm; Länge 260 mm	1
2.941.35/195	—	Sechskantschraubendrehereinsatz für Schnellkupplung für Ø 4.5 – 7.0 mm; Schlüsselweite 3.5 mm; Länge 195 mm	1

Siebkorb			
19.607.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente RoSA®	1

Optional			
2.9771.45	—	Bohrbuchse für winkelstabiles Kompressionsloch; für Bohrer Ø 3.2 mm; Großfragment	—
2.977.02	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; für Bohrer Ø 3.2 mm; Länge 70 mm; Großfragment	—
10.305.05	—	T-Griffstück mit Schnellkupplung; Länge 93.5 mm	—
2.9355.35/20	—	Silikongriffstück mit Ratsche und AO-Kupplung; Länge 165 mm; Ø 20 mm	—

Anwendbar mit:


19.606.00	RoSA® ISK T SET
19.612.00	RoSA® ISK T Trochanterabstützplatte SET
19.610.00	RoSA® ISK INSTRUMENTE Entfernung



Set RoSA® ISK INSTRUMENTE

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.608.00




Innensechskant

Set-Nr. 19.608.00

Ebene 1

nicht steril verpackt



Innensechskant

Set-Nr. 19.608.00

Ebene 2

nicht steril verpackt