

Set RoSA® ISK T Trochanterabstützplatte / IMPLANTATE steril

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung; variabel winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.612.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.612.00 PS+



Art.-Nr. 7.305.04
Art.-Nr. S7.305.04



Art.-Nr. 7.304.04
Art.-Nr. S7.304.04



Art.-Nr. 10.269.924



Art.-Nr. 10.269.922



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.612.00

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.612.00PS+

Innensechskant
Set-Nr. 19.612.00
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Platten			
RoSA® Trochanterabstützplatte 4.5 vws			
7.304.00	S7.304.00	RoSA® Trochanterabstützplatte für Schrauben 4.5 mm; 2 Kopflöcher; Halslänge 0 mm; variabel winkelstabil; Titan	1
7.304.04	S7.304.04	RoSA® Trochanterabstützplatte für Schrauben 4.5 mm; 2 Kopflöcher; Halslänge 4 mm; variabel winkelstabil; Titan	1
7.305.00	S7.305.00	RoSA® Trochanterabstützplatte für Schrauben 4.5 mm; 4 Kopflöcher; Halslänge 0 mm; variabel winkelstabil; Titan	1
7.305.04	S7.305.04	RoSA® Trochanterabstützplatte für Schrauben 4.5 mm; 4 Kopflöcher; Halslänge 4 mm; variabel winkelstabil; Titan	1

Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube 4.5 ws ss 			
3.545.56	S3.545.56	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 56 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4
3.545.60	S3.545.60	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4
3.545.65	S3.545.65	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4
3.545.70	S3.545.70	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4
3.545.75	S3.545.75	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 75 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4
3.545.80	S3.545.80	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 80 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4
3.545.85	S3.545.85	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 85 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4
3.545.90	S3.545.90	Kortikalisschraube; Ø 4.5 mm x 90 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; Innensechskant 3.5 mm; Titan	4

Set RoSA® ISK T Trochanterabstützplatte / IMPLANTATE steril

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung; variabel winkelstabil; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.612.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.612.00 PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente – Ebene 2			
10.269.93	—	Befestigungsschraube für RoSA® Trochanterabstützplatte; Innensechskant 3.5 mm	2
10.269.922	—	Zielblock für RoSA® Trochanterabstützplatte; 2 Loch	1
10.269.924	—	Zielblock für RoSA® Trochanterabstützplatte; 4 Loch	1
10.173.05	—	Schlitzschraubendreher; Länge 68.5 mm	1
2.9406.25	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 2.7 mm – 4.0 mm; Schlüsselweite 2.5 mm; Länge 215 mm; konisch	1
10.269.94	—	Bohrbuchse für variabel winkelstabile Verschraubung; für Bohrer Ø 3.2 mm für RoSA®	1
10.269.90	—	Biegevorrichtung für RoSA® Trochanterabstützplatte	1
10.269.91	—	Biegehebel für RoSA® Trochanterabstützplatte	1

Siebkorb			
19.611.00	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate Trochanterabstützplatte RoSA®	1


Optional			
2.9406.35	—	Sechskantschraubendreher mit Griff für Schrauben Ø 4.5 mm – 7.0 mm; Schlüsselweite 3.5 mm; Länge 215 mm	—

Anwendbar mit:

19.606.00	RoSA® ISK T SET
19.608.00	RoSA® ISK INSTRUMENTE
19.610.00	RoSA® ISK INSTRUMENTE Entfernung

Set RoSA® ISK T Trochanterabstützplatte / IMPLANTATE steril

Rotationsstabiler Schraub-Anker zur extramedullären Versorgung; variabel winkelstabil; Titan
nicht steril verpackt Set-Nr. 19.612.00 / steril verpackt Set-Nr. 19.612.00 PS+



 Innensechskant
Set-Nr. 19.612.00
Ebene 1
nicht steril verpackt



 Innensechskant
Set-Nr. 19.612.00
Ebene 2
nicht steril verpackt