

Set RoSA® HI T Placa de soporte Trocánter / IMPLANTES estéril

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular; con estabilidad angular variable; titanio

envasado no estéril N.º set 19.612.00 / envasado estéril N.º set 19.612.00PS+



N.º art. 7.305.04
N.º art. S7.305.04



N.º art. 7.304.04
N.º art. S7.304.04



N.º art. 10.269.924



N.º art. 10.269.922



Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, envasados no estériles y estériles.

Implantes en el set **no envasados estériles** N.º set 19.612.00

Implantes en el set **envasados estériles** N.º set 19.612.00PS+

Hexágono interior
N.º set 19.612.00
envasado no estéril

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – placas			
RoSA® placa soporte trocánter 4.5 eav			
7.304.00	S7.304.00	RoSA® trocánter placa de soporte para tornillos Ø 4.5 mm; 2 agujero de cab.; cuello 0 mm; a.f.v.; titanio	1
7.304.04	S7.304.04	RoSA® trocánter placa de soporte para tornillos Ø 4.5 mm; 2 agujero de cab.; cuello 4 mm; a.f.v.; titanio	1
7.305.00	S7.305.00	RoSA® trocánter placa de soporte para tornillos Ø 4.5 mm; 4 agujero de cab.; cuello 0 mm; a.f.v.; titanio	1
7.305.04	S7.305.04	RoSA® trocánter placa de soporte para tornillos Ø 4.5 mm; 4 agujero de cab.; cuello 4 mm; a.f.v.; titanio	1

Implantes – tornillos			
Tornillo cortical 4.5 ea ar			
3.545.56	S3.545.56	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 56 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4
3.545.60	S3.545.60	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 60 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4
3.545.65	S3.545.65	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 65 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4
3.545.70	S3.545.70	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 70 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4
3.545.75	S3.545.75	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 75 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4
3.545.80	S3.545.80	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 80 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4
3.545.85	S3.545.85	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 85 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4
3.545.90	S3.545.90	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 90 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexágono interior 3.5 mm; titanio	4

Set RoSA® HI T Placa de soporte Trocánter / IMPLANTES estéril

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular; con estabilidad angular variable; titanio

envasado no estéril N.º set 19.612.00 / envasado estéril N.º set 19.612.00PS+

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumente – Nivel 2			
10.269.93	—	Tornillo de fijación para placa de soporte trocánter RoSA®; AnLi 3.5 mm	2
10.269.922	—	Bloque de ajuste para placa de soporte trocánter RoSA®; 2 orificios	1
10.269.924	—	Bloque de ajuste para placa de soporte trocánter RoSA®; 4 orificios	1
10.173.05	—	Destornillador para tornillos ranurados; longitud 68.5 mm	1
2.9406.25	—	Dest. hexagonal con mango para Ø 2.7 mm – 4.0 mm; AnLi 2.5 mm; longitud 215 mm; cón.	1
10.269.94	—	Casquillo de taladr. para atorn. áng. fijo var. para brocas Ø 3.2 mm para RoSA®	1
10.269.90	—	Dispositivo de doblar para placa de soporte trocánter RoSA®	1
10.269.91	—	Palanca de doblar para placa de soporte trocánter RoSA®	1

Tambor perforado			
19.611.00	—	Cesta malla c. pza. ins. para instr. / impl. placa de apoyo trocánter RoSA®	1


Opcional			
2.9406.35	—	Dest. hexagonal con mango para Ø 4.5 mm – 7.0 mm; AnLi 3.5 mm; longitud 215 mm	—

Aplicable con:

19.606.00	RoSA® HI T SET
19.608.00	RoSA® HI INSTRUMENTAL
19.610.00	RoSA® HI INSTRUMENTAL remoción

Set RoSA® HI T Placa de soporte Trocánter / IMPLANTES estéril

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular; con estabilidad angular variable; titanio
envasado no estéril N.º set 19.612.00 / envasado estéril N.º set 19.612.00PS+



Hexàgono interior
N.º set 19.612.00
Nivel 1
envasado no estéril



Hexàgono interior
N.º set 19.612.00
Nivel 2
envasado no estéril