

Set RoSA® HI T / IMPLANTES estéril

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular; titanio

envasado no estéril N.º set 19.606.00 / envasado estéril N.º set 19.606.00PS+



N.º art. 7.306.70
N.º art. S7.306.70




N.º art. 7.308.143P1
N.º art. S7.308.143P1



N.º art. 7.307.80
N.º art. S7.307.80



N.º art. 7.309.02
N.º art. S7.309.02



Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, envasados no estériles y estériles.

Implantes en el set **no envasados estériles** N.º set 19.606.00

Implantes en el set **envasados estériles** N.º set 19.606.00PS+

Hexágono interior
N.º set 19.606.00
envasado no estéril

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes			
RoSA® tornillo			
7.306.50	S7.306.50	RoSA® tornillo; Ø 10 mm x 50 mm; amarillo; titanio	2
7.306.70	S7.306.70	RoSA® tornillo; Ø 10 mm x 70 mm; rosa; titanio	2
7.306.90	S7.306.90	RoSA® tornillo; Ø 10 mm x 90 mm; verde; titanio	2
RoSA® pala			
7.307.60	S7.307.60	RoSA® pala; longitud 60 mm; amarillo; titanio	2
7.307.80	S7.307.80	RoSA® pala; longitud 80 mm; rosa; titanio	2
7.307.100	S7.307.100	RoSA® pala; longitud 100 mm; verde; titanio	2
RoSA® placa manguito deslizante			
7.308.122P1	S7.308.122P1	RoSA® placa deslizante 122°; 1 orificio; titanio	1
7.308.129P1	S7.308.129P1	RoSA® placa deslizante 129°; 1 orificio; titanio	1
7.308.136P1	S7.308.136P1	RoSA® placa deslizante 136°; 1 orificio; titanio	1
7.308.143P1	S7.308.143P1	RoSA® placa deslizante 143°; 1 orificio; titanio	1
7.308.122P3	S7.308.122P3	RoSA® placa deslizante 122°; 3 orificios; titanio	1
7.308.129P3	S7.308.129P3	RoSA® placa deslizante 129°; 3 orificios; titanio	1
7.308.136P3	S7.308.136P3	RoSA® placa deslizante 136°; 3 orificios; titanio	1
7.308.143P3	S7.308.143P3	RoSA® placa deslizante 143°; 3 orificios; titanio	1
7.308.122P5	S7.308.122P5	RoSA® placa deslizante 122°; 5 orificios; titanio	1
7.308.129P5	S7.308.129P5	RoSA® placa deslizante 129°; 5 orificios; titanio	1
7.308.136P5	S7.308.136P5	RoSA® placa deslizante 136°; 5 orificios; titanio	1
7.308.143P5	S7.308.143P5	RoSA® placa deslizante 143°; 5 orificios; titanio	1



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

KrMo | Edición 03 | 2026-02
Todos los productos son compatible con CE.

Set RoSA® HI T / IMPLANTES estéril

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular; titanio
 envasado no estéril N.º set 19.606.00 / envasado estéril N.º set 19.606.00PS+

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes			
RoSA® tornillo conexión			
7.309.01	S7.309.01	RoSA® tornillo de unión; perforado; IØ 2.55 mm; para CH8; titanio	2
7.309.02	S7.309.02	RoSA® tornillo de unión; titanio	2

Implantes – tornillos			
Tornillo cortical 4.5 ar			
			
3.152.34	S3.152.34	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 34 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.36	S3.152.36	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 36 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.38	S3.152.38	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 38 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.40	S3.152.40	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 40 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.42	S3.152.42	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 42 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.44	S3.152.44	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 44 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.46	S3.152.46	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 46 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.48	S3.152.48	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 48 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.50	S3.152.50	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 50 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.52	S3.152.52	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 52 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.55	S3.152.55	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 55 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.152.60	S3.152.60	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 60 mm; estándar; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
Tornillo cortical 4.5 ea ar			
			
3.545.34	S3.545.34	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 34 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.36	S3.545.36	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 36 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.38	S3.545.38	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 38 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.40	S3.545.40	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 40 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.42	S3.545.42	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 42 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.44	S3.545.44	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 44 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.46	S3.545.46	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 46 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.48	S3.545.48	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 48 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5

Set RoSA® HI T / IMPLANTES estéril


anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular; titanio

envasado no estéril N.º set 19.606.00 / envasado estéril N.º set 19.606.00PS+

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos			
3.545.50	S3.545.50	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 50 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
3.545.52	S3.545.52	Tornillo cortical; Ø 4.5 mm x 52 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; hexagono interior 3.5 mm; titanio	5
Tambor perforado			
19.605.00	—	Tambor perforado con pieza para implantes RoSA®	1

Aplicable con:

19.608.00	RoSA® HI INSTRUMENTAL
19.610.00	RoSA® HI INSTRUMENTAL remoción
19.612.00	RoSA® HI T Placa de soporte Trocánter SET



Hexágono interior
N.º set 19.606.00
envasado no estéril