


Set RoSA® HI INSTRUMENTAL

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular

envasado no estéril N.º set 19.608.00



 Hexágono interior
N.º set 19.608.00
envasado no estéril

Instrumental en el set **no envasados estériles** N.º set 19.608.00

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental – Nivel 1			
10.305.06	—	Asa en T con acoplamiento de 3 puntos; longitud 85 mm	1
10.269.122	—	Ajustador de ángulo 122° para RoSA®	1
10.269.129	—	Ajustador de ángulo 129° para RoSA®	1
10.269.136	—	Ajustador de ángulo 136° para RoSA®	1
10.269.143	—	Ajustador de ángulo 143° para RoSA®	1
10.269.10	—	Calibre de perforación para alambres guía para RoSA®	1
10.269.11	—	Impactor para alambres K para RoSA®	1
10.421.05	—	Alicates extractores con muesca para alambres	1
10.269.20	—	Regla para alambres guía para RoSA®; longitud 260 mm; RM 70 mm – 170 mm	1
10.269.30	—	Taladro de cuatro etapas RoSA®	1
10.269.40	—	Llave para tornillos RoSA®	1

Alambres – Nivel 1			
6.031.30/270	S6.031.30/270	Alambre Kirschner con punta d. trocar y extr. redon; Ø 3.0 mm x 270 mm para RoSA®; acero	4
6.031.30/400	S6.031.30/400	Alambre Kirschner con punta d. trocar y extr. redon; Ø 3.0 mm x 400 mm para RoSA®; acero	2
6.031.30/320	S6.031.30/320	Alambre Kirschner Ø 3.0 mm x 320 mm punta trocar & marca RoSA®; acero	2

Set RoSA® HI INSTRUMENTAL

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular

envasado no estéril N.º set 19.608.00

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental – Nivel 2			
10.269.50	—	Alambre de rosca M4 x 305.5 mm para RoSA®; acero	1
10.269.51	—	Auxiliar de entrada para alambre de rosca M4 para RoSA®	1
10.269.60	—	Guía para punta RoSA® Ø 6.0 mm x 260 mm	1
10.269.61	—	Manguito de fijación M4 para guía para RoSA® Ø 6.0 mm x 260 mm	2
10.269.62	—	Impactor para punta RoSA®	1
10.264.24	—	Martillo de plástico	1
10.269.70	—	Instrumento de compresión con pasador guía para RoSA®	1
10.269.7115	—	Manguito distanciador Ø 10 mm x 15 mm para RoSA®	2
10.269.7110	—	Manguito distanciador Ø 10 mm x 10 mm para RoSA®	2
10.269.72	—	Tuerca de compresión M4 para RoSA®	1
10.269.80	—	Manguito de sujeción Ø 12 mm x 130 mm para tornillo de unión RoSA®	1
10.269.81	—	Manguito de sujeción para tubo flexible Redon CH8 para RoSA®	1
10.269.82	S10.269.82	Broca helicoidal ACRA 3.2 mm; espiral 55 mm; labio 2; longitud 305 mm; ANILLO	1
10.269.83	—	Casquillo de taladrado universal con escala Ø 3.2 mm para RoSA®	1
10.269.84	—	Casquillo d. taladr. c. escala p. atorn. d. áng. est. p. talad. Ø 3.2 mm	1
2.953.90	—	Ap. med. c. gan. para tornillos Ø 4.5 mm y Ø 6.0 mm; RM 90 mm	1
2.927.45	—	Cortador hilo ACRA 4.5 mm; longitud rosca 70 mm; longitud 195 mm; Corti	1
2.954.01	—	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1
2.9406.35/260	—	Dest. hexagonal con mango para Ø 4.5 mm – 7.0 mm; AnLi 3.5 mm; longitud 260 mm	1
2.941.35/195	—	Punta de dest. hex. para AR para Ø 4.5 mm – 7.0 mm; longitud 195 mm; AnLi 3.5 mm	1

Tambor perforado			
19.607.00	—	Tambor perforado con pieza para instrumentos RoSA®	1

Opcional			
2.9771.45	—	Casq. p. talad. p. orif. compresión d. ángulo fijo; FG	—
2.977.02	—	Casq. de taladr. p. atornill. de ángulo fijo; longitud 70 mm; FG	—
10.305.05	—	Empuñadura en T c. AR; longitud 93.5 mm	—
2.9355.35/20	—	Mango de silicona con carraca y acoplamiento AO; longitud 165 mm; Ø 20 mm	—

Aplicable con:

19.606.00	RoSA® HI T SET
19.612.00	RoSA® HI T Placa de soporte Trocánter SET
19.610.00	RoSA® HI INSTRUMENTAL remoción



Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de


Para más información:
www.koenigsee-implantate.com

KrMo | Edición 03 | 2026-02
Todos los productos son compatible con CE.


Set RoSA® HI INSTRUMENTAL

anclaje roscado de rotación estable para el tratamiento extramedular

envasado no estéril N.º set 19.608.00



Hexágono interior
N.º set 19.608.00
Nivel 1
envasado no estéril



Hexágono interior
N.º set 19.608.00
Nivel 2
envasado no estéril