


Set VaWiKo® Humerus zweigängig Zielbügel INSTRUMENTE

zweigängig; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.375.10



★ Innensechsrund
Set-Nr. 19.375.10
nicht steril verpackt

Instrumente im Set nicht steril verpackt Set-Nr. 19.375.10

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente			
10.270.01	—	Kopf für Zielbügel für proximale Humerusplatte	1
10.270.02	—	Schaft für Zielbügel für proximale Humerusplatte	1
10.270.05	—	Verbindungsschraube Kopf/Schaft für Zielbügel für proximale Humerusplatte	1
10.270.03	—	Griff für Zielbügel für proximale Humerusplatte	1
10.270.06	—	Befestigungsschraube Kopf/Griff für Zielbügel für proximale Humerusplatte	1
10.270.10	—	Verbindungsstab für Zielbügel für proximale Humerusplatte	1
10.270.11/1	—	Befestigungsschraube für Verbindungsstab Zielbügel VaWiKo® proximaler Humerus; zweigängig; Innensechsrund 15	1
10.270.20	—	Gewebeschutzhülse für Zielbügel für proximale Humerusplatte; InnenØ 6.0 mm	3
10.270.21	—	Trokar-Zielbügel für proximale Humerusplatte; Länge 145 mm	3
10.270.22/1	—	Bohrbuchse für Kirschnerdraht Ø 1.6 mm für Zielbügel VaWiKo® proximaler Humerus; zweigängig; InnenØ 1.7 mm	3
10.270.23/1	—	Bohrbuchse für Bohrer Ø 2.5 mm für Zielbügel VaWiKo® proximaler Humerus; zweigängig; InnenØ 2.7 mm	3
10.270.24/1	—	Bohrbuchse für Bohrer Ø 3.0 mm für Zielbügel VaWiKo® proximaler Humerus; zweigängig; InnenØ 3.2 mm	3
10.270.30	—	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 2.5 mm; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 250 mm; skaliert	2
10.270.31	—	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 3.0 mm; Spirale 60 mm; 2-lippig; Länge 250 mm; skaliert	2
10.270.32	—	Messgerät für Zielbügel für proximale Humerusplatte; Messbereich bis 70 mm	1
10.2705.41	—	Schraubendreher mit Griff; Innensechsrund 15; Länge 270 mm	1

Set VaWiKo® Humerus zweigängig Zielbügel INSTRUMENTE

zweigängig; für Schrauben Ø 4.0/3.5 mm

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.375.10

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente			
2.952.025	—	Messhilfe für Bohrer Ø 2.5 mm	1
2.952.030	—	Messhilfe für Bohrer Ø 3.0 mm	1
10.270.15	—	Blindstopfen für Zielbügel für proximale Humerusplatte	10
10.179.16/17	—	Schraube für Kopf/Verbindungsstab Zielbügel VaWiKo® proximaler Humerus; zweigängig; Innensechsrund 15	2

Drähte			
6.061.16	—	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.6 mm x 280 mm; Stahl	5

Siebkorb			
19.374.10	—	Siebkorb für Zielbügel; VaWiKo® proximaler Humerus; zweigängig	1

Anwendbar mit:

- 19.3751.10 VaWiKo® Humerus zweigängig 3.5/3.5 Korti ISR SET
- 19.3752.10 VaWiKo® Humerus zweigängig 4.0/3.5 Korti ISR SET
- 19.3753.10 VaWiKo® Humerus zweigängig 4.0/3.5 Spongi ISR SET

Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel winkelstabile Kombination“ ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert.

VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

