



# Tibiakopfplatten Titan INSTRUMENTE

für Schrauben Ø 4.0 mm

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.493.40I



 Innensechsrund  
Set-Nr. 19.493.40I  
nicht steril verpackt

Instrumente im Set nicht steril verpackt Set-Nr. 19.493.40I

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
<b>Instrumente</b>			
2.904.26	S2.904.26	Spiralbohrer für Schnellkupplung Ø 3.0 mm; Spirale 60 mm; zweilippig; Länge 195 mm	1
2.9385.15	—	Schraubendreher mit Griff für Innensechsrund 15; Länge 215 mm	1
2.953.80	—	Messgerät mit Haken für Schrauben Ø 3.5 mm und Ø 4.0 mm; Messbereich 90 mm	1
2.977.16	—	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung 4.0 mm; für Bohrer Ø 3.0 mm; Länge 68 mm	2
2.9774.30	—	Trichterbohrbuchse für Bohrer Ø 3.0 mm/Ø 2.5 mm	1
2.9419.15	—	Schraubendrehereinsatz für Schnellkupplung; Innensechsrund 15; Länge 100 mm	1
<b>Drähte</b>			
6.031.18	S6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.8 mm x 150 mm; Stahl	5
<b>Siebkorb</b>			
19.492.40	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente für Tibiakopfplatten	1