


Placas cabeza tibial titanio INSTRUMENTOS

para tornillos Ø 4.0 mm

envasado no estéril N.º set 19.493.40I



★ Hexalobular
N.º set 19.493.40I
envasado no estéril

Instrumental en el set no envasados estériles N.º set 19.493.40I

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental			
2.904.26	S2.904.26	Broca helicoidal ACRA 3.0 mm; espiral 60 mm; labio 2; longitud 195 mm	1
2.9385.15	—	Destornillador con mango hexalobular 15 mm; longitud 215 mm	1
2.953.80	—	Aparato medidor con gancho para tornillos Ø 3.5 mm y Ø 4.0 mm; rango de medición 90 mm	1
2.977.16	—	Casquillo de taladro con atornillado ángulo fijo 4.0 mm; para brocas de Ø 3.0 mm; longitud 68 mm	2
2.9774.30	—	Punzón de taladro de embudo para taladro Ø 3.0 mm/Ø 2.5 mm	1
2.9419.15	—	Inserto de destornillador ACRA; hexalobular 15; longitud 100 mm	1
Alambres			
6.031.18	S6.031.18	Alambre de Kirschner con punta de trocar y extremo redondeado; Ø 1.8 mm x 150 mm; acero	5
Tambor perforado			
19.492.40	—	Contenedor perforado inserto para instrumentos para placas tibiales	1