

Set FRAKO-Schrauben 3.0/4.0 DrillFix-Schrauben 2.0 / IMPLANTATE steril

für Vorfußversorgung; Titan


nicht steril verpackt Set-Nr. 19.335.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.335.10PS+



Art.-Nr. 3.123.20
Art.-Nr. S3.123.20




Art.-Nr. 3.127.12
Art.-Nr. S3.127.12



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.

Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.335.10

Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.335.10PS+

 Innensechskant
Set-Nr. 19.335.10
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Schrauben			
Frakturkompression Schraube 3.0/4.0 ss sb db			
3.123.10	S3.123.10	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 10 mm; Gewindelänge 4.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.12	S3.123.12	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 12 mm; Gewindelänge 4.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.14	S3.123.14	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 14 mm; Gewindelänge 4.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.16	S3.123.16	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 16 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.18	S3.123.18	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 18 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.20	S3.123.20	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 20 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.22	S3.123.22	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 22 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.24	S3.123.24	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 24 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.26	S3.123.26	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 26 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.28	S3.123.28	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 28 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3
3.123.30	S3.123.30	Frakturkompressionsschraube; Ø 3.0 mm/Ø 4.0 mm x 30 mm; Gewindelänge 6.0 mm; selbstschneidend; selbstbohrend; InnenØ 1.3 mm; Innensechskant 2.0 mm; Titan	3

Drill Fix Schraube			
3.127.11	S3.127.11	DrillFix-Schraube; Länge 11 mm; Gesamtlänge 26 mm; Titan	3
3.127.12	S3.127.12	DrillFix-Schraube; Länge 12 mm; Gesamtlänge 27 mm; Titan	3
3.127.13	S3.127.13	DrillFix-Schraube; Länge 13 mm; Gesamtlänge 28 mm; Titan	3
3.127.14	S3.127.14	DrillFix-Schraube; Länge 14 mm; Gesamtlänge 29 mm; Titan	3

Set FRAKO-Schrauben 3.0/4.0 DrillFix-Schrauben 2.0 / IMPLANTATE steril

für Vorfußversorgung; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.335.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.335.10PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Instrumente			
2.906.30	S2.906.30	Vorbohrer; Frakturkompressionsschraube; Ø 2.1 mm; Bohrlänge 8.0 mm; Fräser Ø 3.0 mm; durchbohrt; InnenØ 1.3 mm; Länge 60 mm; Schnellkupplung	1
2.906.31	S2.906.31	Vorbohrer; Frakturkompressionsschraube; Ø 2.1 mm; Bohrlänge 18 mm; Fräser Ø 3.0 mm; durchbohrt; InnenØ 1.3 mm; Länge 60 mm; Schnellkupplung	1
10.3066.01	—	Griffstück mit Schnellkupplung; durchbohrt; InnenØ 2.5 mm; Länge 146 mm; PPSU	1
2.950.01	—	Messstab für Frakturkompressionsschraube; durchbohrt; Messbereich 40 mm; Länge 150 mm	1
2.9436.20	—	Sechskantschraubendreher; Schlüsselweite 2.0 mm; für Frakturkompressionsschraube; durchbohrt; InnenØ 1.3 mm; Länge 215 mm	1
2.9406.127	—	Schraubendreher; für DrillFix-Schraube; Länge 215 mm; PPSU-Griff	1
2.956.42	—	Bohr- und Gewebeschutzhülse; zweiteilig; Ø 6.0 mm x 30 mm; InnenØ 4.2 mm	1
2.954.01	—	Pinzette für Schrauben selbsthaltend	1


Drähte			
2.982.12	—	Führungsdraht; Ø 1.2 mm x 150 mm; Gewinde 10 mm; Stahl	5
6.031.12	S6.031.12	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; Ø 1.2 mm x 150 mm; Stahl	3


Siebkorb			
19.336.10	—	Siebkorb mit Einsatz für Instrumente und Implantate; Frako- und DrillFix-Schrauben	1

Set FRAKO-Schrauben 3.0/4.0 DrillFix-Schrauben 2.0 / IMPLANTATE steril

für Vorfußversorgung; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.335.10 / steril verpackt Set-Nr. 19.335.10PS+



 Innensechskant
Set-Nr. 19.335.10
nicht steril verpackt