









Tornillo Drill Fix 2.0

para el tratamiento del antepié; titanio
envasado no estéril / envasado estéril



N.º art. 3.127.11
N.º art. S3.127.11

N.º art.	EAN	Descripción	N.º art. estéril	EAN estéril
Tornillo Drill Fix				
3.127.11		Tornillo DrillFix; longitud 11 mm; longitud total 26 mm; titanio	S3.127.11	
3.127.12		Tornillo DrillFix; longitud 12 mm; longitud total 27 mm; titanio	S3.127.12	
3.127.13		Tornillo DrillFix; longitud 13 mm; longitud total 28 mm; titanio	S3.127.13	
3.127.14		Tornillo DrillFix; longitud 14 mm; longitud total 29 mm; titanio	S3.127.14	