


# Set Tornillos Frako 3.0/4.0 Tornillos DrillFix 2.0 INSTRUMENTAL

para tornillos de compresión para fracturas y tornillos DrillFix

envasado no estéril N.º set 19.335.101



 Hexágono interior  
N.º set 19.335.101  
envasado no estéril

Instrumental en el set no envasados estériles N.º set 19.335.101

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
<b>Instrumental</b>			
2.906.30	S2.906.30	Punta de perforación previa; tornillo de compresión para fracturas; Ø 2.1 mm; longitud de perforación 8.0 mm; fresa Ø 3.0 mm; perforación interior Ø 1.3 mm; longitud 60 mm; acoplamiento rápido	1
2.906.31	S2.906.31	Broca piloto; tornillo de compresión para fracturas; Ø 2.1 mm; longitud de la broca 18 mm; fresa Ø 3.0 mm; Ø interior perforado 1.3 mm; longitud 60 mm; acoplamiento rápido	1
10.3066.01	—	Mango con acoplamiento rápido; perforado; Ø interior 2.5 mm; longitud 146 mm; PPSU	1
2.950.01	—	Medidor para tornillo de compresión para fracturas; perforado; rango de medición 40 mm; longitud 150 mm	1
2.9436.20	—	Destornillador hexagonal; para hexágono interior 2.0; para tornillo de compresión para fracturas; perforado; Ø interior 1.3 mm; longitud 215 mm	1
2.9406.127	—	Destornillador; para tornillos DrillFix; longitud 215 mm; mango de PPSU	1
2.956.42	—	Manguito protección y taladrar; dos partes; Ø 6.0 mm x 30 mm; Ø interior 4.2 mm	1

<b>Alambres</b>			
2.982.12	—	Alambre guía; Ø 1.2 mm x 150 mm; rosca 10 mm; acero	5
6.031.12	S6.031.12	Alambre de Kirschner con punta de trocar y extremo redondeado; Ø 1.2 mm x 150 mm; acero	3

<b>Tambor perforado</b>			
19.336.10	—	Contenido perforado con inserto para instrumentos; tornillos de compresión para fracturas y tornillos DrillFix	1

Aplicable con:

19.335.10 Tornillos Frako 3.0/4.0 Tornillos DrillFix 2.0 SET

19.335.10PS+ Tornillos Frako 3.0/4.0 Tornillos DrillFix 2.0 IMPLANTES estéril



Königsee Implantate GmbH  
OT Aschau | Am Sand 4  
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560  
Fax +49 36738 498-569

[export@koenigsee-implantate.de](mailto:export@koenigsee-implantate.de)

Para más información:  
[www.koenigsee-implantate.de/es](http://www.koenigsee-implantate.de/es)

KrMo | Edición 04 | 2026-05  
Todos los productos son compatible con CE.