



# Set FP 3.5 instrumentos EHO INSTRUMENTAL

para tornillos Ø 4.0/3.5 mm

envasado no estéril N.º set 19.035.301



★ Hexalobular  
N.º set 19.035.301  
Nivel 1  
envasado no estéril



★ Hexalobular  
N.º set 19.035.301  
Nivel 2  
envasado no estéril

Instrumental en el set no envasados estériles N.º set 19.035.301

N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
<b>Instrumental – Nivel 1</b>			
2.9385.15	–	Destornillador con mango para hexalobular 15; longitud 215 mm	1
2.904.22	S2.904.22	Broca helicoidal ACRA Ø 2.5 mm; espiral 60 mm; labio 2; longitud 155 mm; verde	1
2.904.25	S2.904.25	Broca helicoidal ACRA Ø 3.0 mm; espiral 60 mm; labio 2; longitud 155 mm	1
2.977.22	–	Casquillo taladrado atornillamiento ángulo fijo 4.0; taladro Ø 3.0 mm; rosca doble; longitud 68 mm	2
2.977.21	–	Casquillo taladrado con mango estabilidad angular variable 4.0; para taladro Ø 3.0 mm; longitud 68 mm	1
2.9776.30	–	Casquillo taladrado embudo con mango; taladro Ø 3.0 mm/2.5 mm	1
<b>Alambres</b>			
6.031.16	S6.031.16	Alambre de Kirschner con punta trocar y extremo redondo; Ø 1.6 mm x 150 mm; acero	5
<b>Instrumental – Nivel 2</b>			
2.977.23	–	Casquillo de taladrar estabilidad angular; tal. Ø 2.5 mm; rosca doble; longitud 86 mm; acero	2
10.173.01	–	Manguito-guía de tornillo para bloque de mira	2
2.977.09	–	Casquillo de taladrar con mango para atornillada áng. fijo variab; tal. Ø 2.5 mm; longitud 68 mm; pequeño fragmento	1
2.953.70	–	Ap. medidor con gancho para tornillo Ø 3.5 mm y Ø 4.0 mm; rango de medición 70 mm	1
10.179.11	–	Bloque guía placa húmero EIGHT <sup>2</sup>	1
10.179.16	–	Bloque guía placa VaWiKo® placa de húmero proximal <sup>2</sup>	1
10.173.05	–	Destornillador para tornillos ranurados	1

# Set FP 3.5 instrumentos EHO INSTRUMENTAL


para tornillos Ø 4.0/3.5 mm

envasado no estéril N.º set 19.035.30I


N.º art.	N.º art. estéril	Descripción	Cant.
Tambor perforado			
19.530.10	—	Tambor perforado con inserto para instrumentos-módulo; fragmentos pequeños	1

## Aplicable con:

- 19.3673.10 Placa Húmero prox. EIGHT<sup>2</sup> eav HL T SET
- 19.3673.10PS+ Pl. húmero prox. EIGHT<sup>2</sup> eav IMPLANTES HL T estéril
- 19.3683.10 Placa Húmero prox. EIGHT<sup>2</sup> eav Corti HL T SET
- 19.3683.10PS+ Pl. húmero prox. EIGHT<sup>2</sup> eav corti IMPLANTES HL T estéril
  
- 19.3751.10 VaWiKo<sup>®</sup> húmero rosca doble 3.5/3.5 Corti HL SET
- 19.3751.10PS+ VaWiKo<sup>®</sup> húmero rosca doble 3.5/3.5 Corti HL IMPLANTES estéril
- 19.3752.10 VaWiKo<sup>®</sup> húmero rosca doble 4.0/3.5 Corti HL SET
- 19.3752.10PS+ VaWiKo<sup>®</sup> húmero rosca doble 4.0/3.5 Corti HL IMPLANTES estéril
- 19.3753.10 VaWiKo<sup>®</sup> húmero rosca doble 4.0/3.5 Esponj HL SET
- 19.3753.10PS+ VaWiKo<sup>®</sup> húmero rosca doble 4.0/3.5 Esponj HL IMPLANTES estéril



◆ Hexalobular  
N.º set 19.035.30I  
Nivel 1  
envasado no estéril



◆ Hexalobular  
N.º set 19.035.30I  
Nivel 2  
envasado no estéril