Set VaWiKo® Tibiakopfplatte 4.0 ISR T / IMPLANTATE steril

lateral; zweigängiges Gewinde; variabel winkelstabil; für Schrauben ∅ 4.0 mm; Titan


nicht steril verpackt Set-Nr. 19.493.20 / **steril verpackt** Set-Nr. 19.493.20PS+



Art.-Nr. 5.7073.608
Art.-Nr. S5.7073.608



Art.-Nr. 5.7083.704
Art.-Nr. S5.7083.704



Alle genannten Implantate stehen einzeln, nicht steril und steril verpackt zur Verfügung.
Implantate im Set **nicht steril verpackt** Set-Nr. 19.493.20
Implantate im Set **steril verpackt** Set-Nr. 19.493.20PS+

Innensechsrund
Set-Nr. 19.493.20
nicht steril verpackt

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Platten			
VaWiKo® Tibiakopfplatte² 4.0			
5.7073.604	S5.7073.604	VaWiKo® Laterale Tibiakopfplatte² 4.0; 6/4 Loch; Länge 88 mm; variabel winkelstabil; zweigängiges Gewinde; Titan	1
5.7073.608	S5.7073.608	VaWiKo® Laterale Tibiakopfplatte² 4.0; 6/8 Loch; Länge 140 mm; variabel winkelstabil; zweigängiges Gewinde; Titan	1
5.7083.704	S5.7083.704	VaWiKo® Laterale Tibiakopfplatte² 4.0; 7/4 Loch; Länge 88 mm; variabel winkelstabil; zweigängiges Gewinde; Titan	1
5.7083.708	S5.7083.708	VaWiKo® Laterale Tibiakopfplatte² 4.0; 7/8 Loch; Länge 140 mm; variabel winkelstabil; zweigängiges Gewinde; Titan	1
Implantate – Schrauben			
Kortikalisschraube² 4.0 ws ISR15 ss			
3.0140.18	S3.0140.18	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 18 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.20	S3.0140.20	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 20 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.22	S3.0140.22	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 22 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.24	S3.0140.24	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 24 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.26	S3.0140.26	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 26 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.28	S3.0140.28	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 28 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.30	S3.0140.30	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 30 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.32	S3.0140.32	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 32 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.34	S3.0140.34	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 34 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.36	S3.0140.36	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 36 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.38	S3.0140.38	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 38 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland

Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559

bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 04 | 2026-06

Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.

Set VaWiKo® Tibiakopfplatte 4.0 ISR T / IMPLANTATE steril

lateral; zweigängiges Gewinde; variabel winkelstabil; für Schrauben ∅ 4.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.493.20 / **steril verpackt** Set-Nr. 19.493.20PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Implantate – Schrauben			
3.0140.40	S3.0140.40	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 40 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.42	S3.0140.42	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 42 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.44	S3.0140.44	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 44 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.46	S3.0140.46	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 46 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.48	S3.0140.48	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 48 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.50	S3.0140.50	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 50 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.52	S3.0140.52	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 52 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.54	S3.0140.54	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 54 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.56	S3.0140.56	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 56 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.60	S3.0140.60	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 60 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.65	S3.0140.65	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 65 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.70	S3.0140.70	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 70 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.75	S3.0140.75	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 75 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.80	S3.0140.80	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 80 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.85	S3.0140.85	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 85 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5
3.0140.90	S3.0140.90	Kortikalisschraube²; ∅ 4.0 mm x 90 mm; winkelstabil; Vollgewinde; selbstschneidend; zweigängiges Kopfgewinde; Innensechsrund 15; Titan	5

Instrumente			
2.9385.15	–	Schraubendreher mit Silikon-Griff für Innensechsrund 15; Länge 215 mm	1
2.904.26	S2.904.26	Spiralbohrer für Schnellkupplung 3.0; Spirale 60 mm; zweilippig; Länge 195 mm	1
2.953.80	–	Messgerät mit Haken für Schrauben ∅ 3.5 mm und ∅ 4.0 mm; Messbereich 90 mm	1
2.977.16	–	Bohrbuchse für winkelstabile Verschraubung; für Bohrer ∅ 3.0 mm; Länge 68 mm	2
2.9774.30	–	Trichterbohrbuchse für variabel winkelstabile Verschraubung; für Bohrer ∅ 3.0 mm/∅ 2.5 mm; Griff kurz	1
2.954.01	–	Selbsthaltende Schraubenpinzette	1

Drähte			
6.031.18	S6.031.18	Kirschnerdraht mit Trokarspitze und rundem Ende; ∅ 1.8 mm x 150 mm; Stahl	5

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland
Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 04 | 2026-06
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.


Set VaWiKo® Tibiakopfplatte 4.0 ISR T / IMPLANTATE steril

lateral; zweigängiges Gewinde; variabel winkelstabil; für Schrauben ∅ 4.0 mm; Titan

nicht steril verpackt Set-Nr. 19.493.20 / **steril verpackt** Set-Nr. 19.493.20PS+

Art.-Nr.	Art.-Nr. Steril	Beschreibung	Menge
Siebkorb			
19.492.20	–	Siebkorb mit Einsatz für VaWiKo® laterale Tibiakopfplatten² und Instrumente	1

Optional			
2.9419.15	–	Schraubendrehereinsatz für Schnellkupplung; Innensechsrund 15; Länge 100 mm	–
2.9419.15/55	–	Schraubendrehereinsatz für Schnellkupplung; Innensechsrund 15; Länge 55 mm	
2.9355.35/20	–	Silikongriffstück mit Ratsche und AO-Kupplung; Länge 165 mm; ∅ 20 mm	–
10.186.60	–	Zielblock für VaWiKo® Laterale Tibiakopfplatte² 5.7073.XX	–
10.186.70	–	Zielblock für VaWiKo® Laterale Tibiakopfplatte² 5.7083.XX	–



Innensechsrund
Set-Nr. 19.493.20
nicht steril verpackt

Information

Der Systemname VaWiKo® leitet sich aus der Bezeichnung „Variabel Winkelstabile Kombination" ab. Hierbei werden herkömmliche Verplattungstechnologien mit winkelstabiler Verriegelung in variablen Winkeln kombiniert.

VaWiKo® ist ein in Deutschland eingetragenes Markenzeichen der Königsee Implantate GmbH.

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Deutschland
Fon +49 36738 498-550
Fax +49 36738 498-559
bestellung@koenigsee-implantate.de

Kostenfrei per Fax bestellen:
0800 2233990
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.koenigsee-implantate.de

KrMo | Edition 04 | 2026-06
Alle abgebildeten Produkte sind CE konform.