
Set FM 2.7 instrumentos HI INSTRUMENTAL

para tornillos ∅ 2.7 mm; para hexàgono interior 2.5

envasado no estéril N.° set 19.027.00I



Hexàgono interior
N.° set 19.027.00I
envasado no estéril

Los artículos seleccionados están disponibles por separado, en envases no estériles y estériles.

N.° art.	N.° art. estéril	Descripción	Cant.
Instrumental			
2.904.03	S2.904.03	Broca helicoidal para acople rápido ∅ 2.0 mm; espiral 30 mm; labio 2; longitud 105 mm; naranjado	1
2.9406.25	–	Destornillador hexagonal con mango para tornillos ∅ 2.7 mm – 4.0 mm; ancho de llave 2.5 mm; cónico	1
2.953.65	–	Medidor con gancho para tornillos ∅ 2.7 mm; rango de medición 60 mm	1
2.977.19	–	Casquillo de taladrar con mango para atornilladura estabilidad angular variable 2.7; longitud 42 mm	1
2.977.11/3	–	Casquillo de taladrar para atornilladura estabilidad angular 2.7; longitud 44 mm; rosca a un lado moleteada	2
Alambres			
6.031.16	S6.031.16	Alambre Kirschner con punta trocar y extremo redondo; ∅ 1.6 mm x 150 mm; acero	5
Tambor perforado			
19.027.01	–	Tambor perforado instrumental 2.7 HL/HI	1
Opcional			
10.180.05	–	Bloque guía de ángulo para placa de radio 5.9823.XX; derecha	–
10.181.05	–	Bloque guía de ángulo para placa de radio 5.9833.XX; izquierda	–
10.180.07	–	Bloque guía de ángulo para placa de radio 5.9843.XX; derecha	–
10.181.07	–	Bloque guía de ángulo para placa de radio 5.9853.XX; izquierda	–
2.9345.25	–	Mango atornillador dinamométrico; 2.2 Nm	–
2.9355.35/20	–	Mango con carraca y acoplamiento rápido; longitud 165 mm; ∅ 20 mm; silicona	–
2.941.25A	–	Punta de destornillador hexagonal para acoplamiento rápido para ∅ 2.7 – 4.0 mm; ancho de llave 2.5 mm; cónical; longitud 100 mm	–

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania
Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569
export@koenigsee-implantate.de


Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es

KrMo | Edición 02 | 2026-09
Todos los productos son compatible con CE.

Set FM 2.7 instrumentos HI INSTRUMENTAL

para tornillos ∅ 2.7 mm; para hexàgono interior 2.5

envasado no estéril N.° set 19.027.00I



Hexàgono interior
N.° set 19.027.00I
envasado no estéril

Aplicable con:

19.1163.00	Placa Radio distal 2.7 eav HI T SET
19.1163.00PS+	Placa Radio distal 2.7 eav HI T IMPLANTES estéril
5.3603.5X	Placa de clavícula lateral 2.7 eav
S5.3603.5X	Placa de clavícula lateral 2.7 eav
5.3613.5X	Placa de clavícula lateral 2.7 eav
S5.3613.5X	Placa de clavícula lateral 2.7 eav

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania
Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569
export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es

KrMo | Edición 02 | 2026-09
Todos los productos son compatible con CE.