Set VaWiKo® Placa Tibia proximal 4.0 HL T / IMPLANTES estéril

lateral; placa de doble rosca; con estabilidad angular variable; para tornillos ∅ 4.0 mm; titanio


envasado no estéril N.° set 19.493.20 / **envasado estéril** N.° set 19.493.20PS+



N.° art. 5.7073.608
N.° art. S5.7073.608



N.° art. 5.7083.704
N.° art. S5.7083.704



Todos los implantes mencionados están disponibles individualmente, envasados no estériles y estériles.
Implantes en el set **no envasados estériles** N.° set 19.493.20
Implantes en el set **envasados estériles** N.° set 19.493.20PS+

Hexalobular
N.° set 19.493.20
envasado no estéril

N.° art.	N.° art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – placas			
VaWiKo® Placa de tibia proximal² 4.0			
5.7073.604	S5.7073.604	VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial² 4.0; 6/4 orificios; longitud 88 mm; con estabilidad angular variable; placa de doble rosca; titanio	1
5.7073.608	S5.7073.608	VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial² 4.0; 6/8 orificios; longitud 140 mm; con estabilidad angular variable; placa de doble rosca; titanio	1
5.7083.704	S5.7083.704	VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial² 4.0; 7/4 orificios; longitud 88 mm; con estabilidad angular variable; placa de doble rosca; titanio	1
5.7083.708	S5.7083.708	VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial² 4.0; 7/8 orificios; longitud 140 mm; con estabilidad angular variable; placa de doble rosca; titanio	1
Implantes – tornillos			
Tornillo cortical² 4.0 ea HL15 ar			
3.0140.18	S3.0140.18	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 18 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.20	S3.0140.20	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 20 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.22	S3.0140.22	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 22 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.24	S3.0140.24	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 24 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.26	S3.0140.26	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 26 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.28	S3.0140.28	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 28 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.30	S3.0140.30	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 30 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.32	S3.0140.32	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 32 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.34	S3.0140.34	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 34 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.36	S3.0140.36	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 36 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.38	S3.0140.38	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 38 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es

KrMo | Edición 04 | 2026-08
Todos los productos son compatible con CE.

Set VaWiKo® Placa Tibia proximal 4.0 HL T / IMPLANTES estéril

lateral; placa de doble rosca; con estabilidad angular variable; para tornillos ∅ 4.0 mm; titanio

envasado no estéril N.° set 19.493.20 / **envasado estéril** N.° set 19.493.20PS+

N.° art.	N.° art. estéril	Descripción	Cant.
Implantes – tornillos			
3.0140.40	S3.0140.40	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 40 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.42	S3.0140.42	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 42 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.44	S3.0140.44	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 44 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.46	S3.0140.46	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 46 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.48	S3.0140.48	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 48 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.50	S3.0140.50	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 50 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.52	S3.0140.52	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 52 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.54	S3.0140.54	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 54 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.56	S3.0140.56	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 56 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.60	S3.0140.60	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 60 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.65	S3.0140.65	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 65 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.70	S3.0140.70	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 70 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.75	S3.0140.75	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 75 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.80	S3.0140.80	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 80 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.85	S3.0140.85	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 85 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5
3.0140.90	S3.0140.90	Tornillo cortical²; ∅ 4.0 mm x 90 mm; con estabilidad angular; rosca completa; autorroscante; rosca de cabeza de dos arranques; hexalobular 15; titanio	5

Instrumental			
2.9385.15	–	Destornillador con mango de silicona para hexalobular 15; longitud 215 mm	1
2.904.26	S2.904.26	Broca helicoidal para acoplamiento rápido 3.0; espiral 60 mm; labio 2; longitud 195 mm	1
2.953.80	–	Aparato de medición con gancho para tornillos ∅ 3.5 mm y ∅ 4.0 mm; rango de medición 90 mm	1
2.977.16	–	Casquillo de taladrar para un atornillado con ángulo estable; para brocas de ∅ 3.0 mm; longitud 68 mm	2
2.9774.30	–	Casquillo de taladrar embudo para ángulo variable; para brocas de ∅ 3.0 mm/ ∅ 2.5 mm; mango corto	1
2.954.01	–	Pinzas de tornillo autoenclavadoras	1

Alambres			
6.031.18	S6.031.18	Alambre Kirschner con punta trocar y extremo redondo; ∅ 1.8 mm x 150 mm; acero	5

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania
Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569
export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es

KrMo | Edición 04 | 2026-08
Todos los productos son compatible con CE.


Set VaWiKo® Placa Tibia proximal 4.0 HL T / IMPLANTES estéril

lateral; placa de doble rosca; con estabilidad angular variable; para tornillos ∅ 4.0 mm; titanio

envasado no estéril N.° set 19.493.20 / **envasado estéril** N.° set 19.493.20PS+

N.° art.	N.° art. estéril	Descripción	Cant.
Tambor perforado			
19.492.20	–	Contenedor perforado con pieza inserto para VaWiKo® placas cabeza tibia lateral[2] y instrumentos	1

Opcional			
2.9419.15	–	Inserto de destornillador para acoplamiento rápido; hexalobular 15; longitud 100 mm	–
2.9419.15/55	–	Inserto de destornillador para acoplamiento rápido; hexalobular 15; longitud 55 mm	
2.9355.35/20	–	Mango de silicona con carraca y acoplamiento AO; longitud 165 mm; ∅ 20 mm	–
10.186.60	–	Bloque guía para VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial[2] 5.7073.XX	–
10.186.70	–	Bloque guía para VaWiKo® placa lateral para cóndilo tibial[2] 5.7083.XX	–



Hexalobular
N.° set 19.493.20
envasado no estéril

Información

VaWiKo® se deriva de la denominación alemana „Variabel Winkelstabile Kombination", que se traduce al español como „Combinación de estabilidad angular variable". Este sistema combina tecnologías de recubrimiento convencionales con bloqueo de ángulo estable en ángulos variables.

En Alemania, los nombres del sistema VaWiKo® son marcas registradas.

Königsee Implantate

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf | Alemania

Fon +49 36738 498-560
Fax +49 36738 498-569

export@koenigsee-implantate.de

Para más información:
www.koenigsee-implantate.de/es

KrMo | Edición 04 | 2026-08

Todos los productos son compatible con CE.